



More Useful , More Fun.

研究者のいまを、もっと便利にもっと楽しく。

Platine History / アイデアラボ製品化への道

Product Lineup / キャラクター紹介 / 第3回アイデアラボ案内


vol. **7**

ABOUT BRAND

株式会社サンプラテックが2012年から展開するブランド。当初は年々増加する女性研究者の意外な不便に着目し、「いまよりもっと便利にもっと楽しく」をコンセプトに実験器具をラインナップ。研究者の皆様に快適な研究ライフをお届けしてきました。

そして、2024年にPlatine®がリニューアル!新コンセプトに「More useful, more fun. 研究者のいまを、もっと便利にもっと楽しく。」を掲げ、より研究者の皆様のお声を製品開発に活かせるようにアイデアラボ(投稿サイト)を開設しました。研究現場での悩みや改善のアイデアなど、皆様のお声をどんどん投稿いただき、より良い研究環境をつくっていきましょう!

プラティーナ



材質マーク

商品に使用されている主材質を略号で表しています。

PE ポリエチレン	PU ポリウレタン
PP ポリプロピレン	AS アクリロニトリルスチレン共重合体
PVC ポリ塩化ビニル	Glass ガラス
PC ポリカーボネート	PA ポリアミド
PMP ポリメチルペンテン	ABS アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体
MA アクリル	Si シリコン
PS ポリスチレン	STEEL スチール
PET ポリエチレンテレフタレート	SUS ステンレス
HDPE 高密度ポリエチレン	PFA テトラフルオロエチレンパーフルオロアルキルビニルエーテルコポリマー
LDPE 低密度ポリエチレン	PVDF ポリビニリデンフルオライド
Al アルミニウム	OTHER その他の材質
POM ポリアセタール	

商品マーク

商品の特徴等をマークで表しています。

- 在庫品** 当社通常在庫の商品です。
※マークのない商品につきましては別途お問合せください。
※在庫品であっても受注状況により欠品が生じることがあります。ご了承ください。
- 減菌 EOG** **減菌 電子線** **減菌 γ線** 減菌済み商品です。EOG、電子線、γ線の3種類です。
- 特注 OK** 寸法違いの製品の製作が可能な商品です。
- 別途5%** 表示価格の5%を送料として別途頂きます。詳細はお問い合わせください。
- お得 CASE** ケース単位でのお求めがお買得な商品です。
- RoHS** 環境物質規制RoHSに適合した商品です。
- ケース販売** ケース単位での販売になります。
- お客様組立品** お客様自身で組み立てをしていただけます。



CONTENTS

P. 3- 4

OUR HISTORY

Platine®のこれまでの歩み。
座談会やさまざまな企画を通して、
多くの方々との出会いがありました。

P.13-14

DEVELOPMENT STORY

製品が誕生するまでの舞台裏。
これまでの道のりと共に、
開発に込めた想いをご紹介します。

P.35-36

FUN PAGE

Platine®ならではの遊び心あふれるページ！
キャラクター紹介や、間違い探しなど、
楽しい内容をご用意しています。

P.37

NEXT idea Lab

次回アイデアラボの開催が決定！
ここで生まれたアイデアが
次の製品につながるかもしれません。
ぜひあなたの声を聞かせてください。

5 **べんり**

かゆいところに手が届く、
目からウロコのアイデア満載！

21 **せんびん**

洗瓶の可能性は無限大！
機能性抜群のラインナップ

24 **かたづける**

いつもの研究室をスッキリさせる
片付け上手なアイテム紹介

27 **まもる**

研究室は危険がいっぱい！?
安心安全をサポートします

29 **いるどる**

ポップなカラーで、
テンションUP↑↑↑

ご注意とお願い



商品のご用命

コードNo.・商品名・呼称(規格)をご確認の上ご
用命ください。



商品の説明

掲載スペースの都合上、商品の性能・その他
詳細な説明を省略したものがございますのでご承知お
きください。ご不明の点がございましたらご遠慮なく弊
社またはお近くの販売店までお問い合わせください。



商品の改良

商品の改良は常に進行しておりますので、**形
状・規格の変更等カタログの掲載内容と異なる場合もご
ざいます。ご了承ください。**



返品について

カタログに掲載されている商品は、**原則として
返品をお受けできません。**
ご購入窓口でご確認の上ご購入ください。



表示の価格

本誌発刊時(2026年4月)現在の適正価格です。
物価の変動・品質の改良などにより予告なく価格の変更を
する場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ
とともに、ご用命の際はご確認くださいませようお願い申
上げます。
変更のご連絡は、当社HP PIA.com(プラドットコム)に
て随時行っております。
表示価格には消費税は含まれておりません。



ご使用上の注意

掲載商品は特定の用途での使用を目的として
おりますので、その他の使用においての責は一切負い
ません。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。



送料について

商品は原則として弊社本社店頭渡し価格で
す。発送の場合、運送費・荷造費は実費を別途に申し受
けます。(但し運賃明細の記載されている商品はカタログ
通りと致します。)



寸法の表示

商品のサイズ(Hは高さ)は特に断りのない場
合、すべてmmで表示しています。一部の商品について
は取手・足・突出部は含まれていないものがありますの
でご了承ください。サイズはあくまでも代表値ですの
で、ご参考としてお取り扱いください。



おことわり

誌面上の商品の色は、印刷の関係上、多少実
物と差が生じることがあります。また、材質・仕上げ・寸
法につきましても、予告なく変更する場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。

OUR HISTORY

座談会



対話で広がる実験器具の可能性

様々な大学や研究所の皆さまにお集まりいただき、日常的に使用されている実験器具について語っていただきました。Platine 製品にも触れていただき、便利な点や改善に関するフィードバックを製品開発に活かしてきました。

vol.1 横浜市立大学・法政大学・筑波大学大学院・お茶の水女子大学・職業訓練校・日本医科大学・京都大学・京都工芸繊維大学
vol.2 大阪府立大学・大阪大学・広島大学 vol.3 京都大学大学院・理化学研究所生命システム研究センター (QBiC)
vol.4 名古屋大学大学院・愛知学院大学 vol.5 東京女子医科大学 (TWIns)・京都大学 vol.6 理化学研究所バイオリソース研究センター
※大学名は取材当時の表記になります。

企画

研究室から富士山まで!? ユニークな取り組み

大学への出張講座や学会ポスター発表での密着取材、プロ直伝の「研究室のお片付けのコツ」など、学生や研究者の皆さまと様々な企画に取り組んできました。細胞と一緒に富士山へ登頂したことも！



2012/10
Vol.1

2013/11
Vol.2

2015/11
Vol.3

2017/1
Vol.4

2017/12
Vol.5

2019/2
Vol.6



アイデアラボ 研究の未来をつくるみんなのアイデア研究所

2024年、研究者の声を投稿いただけるサービス「アイデアラボ」がスタートしました。皆様から投稿いただいたお声（アイデア・お悩み）から新たな製品を生み出しています。アイデアラボでアイデアをカタチに、研究をもっとスマートに。より良い研究環境をつくっていきましょう！



サイトはこちら



2024/5
アイデアラボスタート



2024/12
2024年号



2025/2
ブランドサイトオープン



2025/12
Vol.6.5



出展 「日本分子生物学会年会」に出展しています。

パネル交代式



左：2013年 右：2025年




メディア掲載 (2026年3月現在)

- ・日本一明るい経済新聞 Vol.332 2025年2月号
- ・朝日新聞「カンサイのカイシャ ここがオモロイ！」

2024年のリブランディングに伴い、キャラクターを「プラティーナちゃん」から「プラティーナさん」へと一新しました。これを記念し、これまでの感謝の気持ちを込めてパネル交代式を実施しました。


ディッシュホルダー 岡持ちシリーズ



ディッシュを、柱の間にあてがうように載せ、1本柱を立ててガードします。

持ち手に指をかけて運びます。
*持ち手を握らず、指にぶら下げるようにするのがコツです。

Point
振り子の要領で液面が揺れにくい!



岡持ち効果で、液面が揺れにくい!



35-DH(35mmディッシュホルダー)はインキュベーター内でも場所をとらない省スペースデザインです。

《特長》

- 揺らしたくない液体培地のディッシュに最適です。
- ステンレス製で、オートクレーブ滅菌が可能です。
- つかみにくい、積み重ねにくい、こぼしやすい、そんな培養ディッシュをサンブラテック独自の専用ホルダーが、スムーズに移動、スマートに保管を可能にしました。

35mmディッシュホルダー

コード	段数	標準小売価格
27300	35-DH	¥ 5,310

XFSEMT00

- 本体は全てステンレス製です。
- オートクレーブが可能です。
- 1本支柱の長さ(ベースに差し込んだ状態で)/115mm
- スタッキング数の目安/最大9枚、推奨4~5枚。高く積載するほど上層部のディッシュは「岡持ち効果」が薄れます。
- 使用できるディッシュの直径(フタの外径)/39~40mm
- サイズ(mm)/W60×D51×H152

在庫品 SUS


岡持ちディッシュホルダー

コード	段数	標準小売価格
27885	60mm用	¥ 7,450
27886	90mm用	¥ 10,600
27887	150mm用	¥ 9,800

XFCKW21


- スタッキング数の目安/最多9枚。推奨4~5枚。高く積載するほど上層部は「岡持ち効果」が薄れます。
- 仕様は予告なく一部変更することがございます。ご了承ください。
- サイズ(mm)/60mm用:W58×D65×H170、90mm用:W82×D95×H170(*H315)、150mm用:W122×D150×H170(*H325)
- 対象ディッシュ蓋外径(mm)/60mm用:57~60、90mm用:90~93、150mm用:144~150
- *は取っ手を伸ばした最大高さ

在庫品 SUS




■慎重に扱いたい、ウェルプレートにも!

Point 揺らさずに作業できます



プレートを載せ、コの字柱を立ててガードします。
*コの字柱は、両側脱着できます。少し開き気味になったコの字を握りこんで平行にしながら差し込み、離すと保持されます。

持ち手に指を掛けて運びます。
*持ち手を握らず、指にぶら下げるようにするのがコツです。



★インキュベーターへ出し入れのコツ



そのまま収めます。
*取り出す際も、横バーを利用します。

操作方法の動画公開中!!

スマホからもアクセス

岡持ちウェルプレートホルダー | 検索

《特長》

- ステンレス製で、オートクレーブ滅菌が可能です。

岡持ちウェルプレートホルダー

コード	段数	標準小売価格
27883	WPH	¥ 9,800

XFCKW22


- サイズ(mm)/W90×D146×H150(*H280)
- 対象プレートサイズ(mm)/86×128
- *は取っ手を伸ばした最大高さ

在庫品 SUS

扱いづらさNo.1の「35mmディッシュ」を 6ウェルプレートのように整列できるトレイです!




こんなお声がありました!



サンプルラックが
解決!


ディッシュとウェルプレートの
いいとこどり!



35mmディッシュの持ち運び、スタッキングが安定! インキュベーターへの出し入れも安心です。



トレイの向きが
わかりやすい目印付



35mmディッシュをトレイに載せるだけ。

ウェルプレートではできなかった一部だけの交換、個別の蓋開閉が可能になります。

〜かといって
35mmディッシュは
扱いにくい!

- 6ウェルプレートは、ウェルごとに培養のスピードが違う時(一部だけ次のステップに進みたい時)に不便。
- 6ウェルプレートは、一部の作業のために全体の蓋をはずさなければならないのが不便。



35mmディッシュ用トレイ

コード	呼称	標準小売価格
27985	6ウェル	¥3,080

XFCIKW20

●サイズ(mm) / W130×D93×H19 ●アルコール噴霧可能です。



関連商品

35mmディッシュといえどもこちらもおススメ!



35mm
ディッシュホルダー


べんり
➔ P.5

ひっくり返せて出し入れラクラク、移動も便利な省スペース φ90mmシャーレ専用ラック

Point 出し入れラクラクな専用ラック

菌培養
シャーレの
ラックとして
便利です

★側面から自由に出し入れOK!



天板の変形を利用して、柱の間隔を動かせる独自のシンプル設計。シャーレをラックの側面から自由に出し入れでき、中段にあるシャーレの出し入れも可能です。

★ラックごと安心移動!



積み重ねたシャーレを、上部取手を持って安全に移動することができます。移動中のトラブルを防止することができます。




10枚用

《特長》

- 寒天培地を入れたシャーレは、このラックへ!
- 出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく“イイ”感じですよ!
- オートクレープが可能です。

★ラック丸ごとひっくり返せます!



シャーレをラックに入れたまま、丸ごと裏返してもシャーレを安定的に保持します。菌培養などそのままインキュベーターに入れて保管するのに適しています。

★途中段の蓋の開閉もカンタン・安全!



積み重ねたまま途中段のシャーレの蓋を手早く、簡単に開閉することができます。支柱がシャーレを崩さないように設計されています。

★省スペース保管が可能!



まるでラックがないかのように詰めて置くことができ、ラックの使用によるスペースロスが発生しません。インキュベーター内での保管にも便利です。

サンプル®ペトリマルチラック

コード	呼称	標準小売価格
26941	90mmφ・10枚用	¥3,090

XECIKW18

●材質/本体:PP、ワッシャー:ポリカーボネート



実験作業で必要な小物の一時保管に

Point デッドスペースの有効活用



注意

- 内容物を勢いよく投げ入れたり、重いものを入れたいしないでください。マグネットで固定している場合、スタンドがずれ落ちる可能性があります。

《特長》

- 実験備品(ピペットなどの長尺物)を一時保管するためのスタンドです。
- 背面にマグネットが埋め込んであるためドラフト(金属製)内でご使用いただけます。

ピペットスタンド

コード	呼称	標準小売価格
29060	スタンダード	¥5,400

XFCIES01

●サイズ:外径φ48(内径φ41)×H200mm ●材質:PVC ●アルコール噴霧可能。 ●推奨内容量:40g程度



チューブを整理して一気に開けられる!

1.5ml、2.0mlチューブ用

チューブオープナーイッキニシリーズ

イッキニ8



こんなお声がありました!

- チューブをラックに差ししても、向きがバラバラでピペティングの際に不便。
- 1日に何度もチューブの開閉をしていると正直指が痛い。
- 連続でピペット操作したいのに1本ずつだと時間が掛かる。

サンプルチェックが
解決!

キレイに整理、まとめて開閉

- ラック内でチューブを整理させることができるので、ピペティングの効率が上がります。
- 研究室でお持ちのラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要がありません。
(適応ラック/孔間ピッチ13mm・穴径φ10～φ11mm)
- イッキニオープナーを用いると、開閉作業を一気に行うことができるので、さらに作業効率が向上します。



イッキニ4



使い方動画(YouTube)

ガイド16連に適応する
チューブの形状



ガイド16連

イッキニ8用
オープナー

イッキニ4用
オープナー



爪部分

ZOOM UP!

《特長》

- 一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。
- 専用のガイドで、1.5mlや2.0mlのエッペンタイプのチューブに適応できます。
- オープナーとガイドはPVC(塩ビ)製で、アルコール噴霧が可能です。

チューブオープナー イッキニシリーズ

コード	呼称	標準小売価格
27040	イッキニ8セット	¥2,980
27305	イッキニ4セット	¥2,780
27041	ガイド16連	¥1,600
27042	イッキニ8用オープナー	¥1,600
27306	イッキニ4用オープナー	¥1,400

XFFZKW09

- セット内容/イッキニ8セット:ガイド16連+イッキニ8用オープナー、イッキニ4セット:ガイド16連+イッキニ4用オープナー●材質/オープナー、ガイドともPVC(塩ビ)●オープナー外寸法(mm)/105×26×8t(イッキニ8用)、50×26×8t(イッキニ4用)●ガイド寸法(mm)/218×12

在庫品 PVC

関連商品



チューブオープナーに最適サイズな5×16列のチューブラックコレクションプレート

いろいろ

→P.30

小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利!

0.2mlチューブ用

PCRチューブオープナー



適応するPCRチューブ
各チューブ本体に独立したキャップがヒンジでつながっている、0.2ml 8連PCRチューブ。フラットキャップ、ドームキャップ対応。



適応しないPCRチューブ
チューブ本体とキャップが別々のセパレート型。



PCRチューブオープナー

コード	呼称	標準小売価格
27957	イッキニ4&1	¥3,500

XFFZIW01

- アルコール噴霧可能。●寸法(mm):W37×82×8

在庫品 PVC

チルポケット方式によりチューブをまんべんなく冷却可能
回り止め機能付の金属製アイスラック




Chill Pockets™ チルポケットシリーズ

Point チルポケット方式 & ギザ付きポケットパーツ



チューブをまんべんなく 温度が伝わるチルポケット方式

- ★チューブが納まる各ポケットが独立しているため、それぞれの外壁に氷や保冷剤がムラなく触れます。
- ★金属ブロックの削り出しと異なり、ムダな材料を使わないので、コストが安くなります。
- ★アルミ製のポケットは自立型スクリューキャップチューブの0.5ml、1.5ml、2.0mlにピッタリ合う設計です。
まんべんなく確実に温度を伝えることが可能です。
- ★チューブが直接氷に触れないので、コンタミリスクを軽減します。



冷やしたまま片手で開閉できる 便利なギザ付きポケットパーツ

- ★今までのアイスラックにはなかった、回り止め“ギザ”が付いて片手開閉が可能になりました。
- ★チューブを取り出してキャップを開閉しなくても、ラックに差し込んだ状態で開閉できます。
- ★連続ピペット操作時にも便利です。
- ★エッペンタイプのチューブ使用時は、“ギザ”なしのポケット仕様もご用意しております。回り止め機能はありませんが、通常のアイスラックとしてご使用ください。



《特長》

- 冷温が伝わりやすいステンレスを基材に、チューブを保持するポケット部分はアルミ製で構成されています。ポケットはチューブに密着できるサイズ(チルポケット方式)になっており、チューブをまんべんなく冷却することができます。
- 回り止め機能の付いた「ギザ付」タイプは、側面に縦目ローレットの付いたスクリューキャップチューブに適合し、ラックに差し込んだまま片手でキャップの開閉作業ができる冷却ラックです。
- 適度な重さで氷上で安定します。
- また、各アルミポケットが独立しているため、それぞれの外壁に氷が直接触れやすくなり、安定的な冷却を期待できます。

アイスラック チルポケット™

コード	呼称	標準小売価格
26559	6ポケット ギザ付	¥ 6,630
26560	12ポケット ギザ付	¥ 10,600
26561	24ポケット ギザ付	¥ 17,200
26562	6ポケット ギザなし	¥ 6,630
26563	12ポケット ギザなし	¥ 10,600
26564	24ポケット ギザなし	¥ 17,200

XFREKJ00

●ギザ付タイプの主な適応チューブは、アシストチューブ、ワトソンチューブ、SARSTEDTチューブです。●材質/本体:ステンレス、ポケット:アルミ、ジョイントパーツ:PC●ポケット配置ピッチ/中心から中心まで23mm●重量/6ポケット:約205g、12ポケット:約330g、24ポケット:約510g●サイズ(mm)(ギザ付、ギザなし共通) / 6ポケット:101.6×54.3×H40.3、12ポケット:124.6×77.3×H37.5、24ポケット:170.3×100×H37




回り止め機能付きでチューブのキャップをラックに差し込んだまま開閉できます。

回り止めラック

Point

- ★ラック天面に回り止めの“ギザ”が付いています。



《特長》

- 回り止め機能が付いたポリカーボネート製ラックです。
- オートクレーブ可能です。

回り止めラック

コード	呼称	標準小売価格
27298	12孔 ギザ付	¥ 6,300
27299	24孔 ギザ付	¥ 9,100

XFFZKK03

●サイズ(mm) / 12孔ギザ付:W124×D85×H42、24孔ギザ付:W170×D108×H42



史上初、1.5mlマイクロチューブの天面と側面、
底面にバーコードとIDをレーザー刻印した製品です！

ROBOTUBE 二次元バーコード付 マイクロチューブ

NEW



Point

- ★天面・側面・底面の3面すべてにバーコード&IDをレーザー刻印。視認性と追跡性を一段と高めました。
- ★もう、手書きもラベル貼りも不要。検体管理をスマートに、取り違えリスクをしっかり低減します。
(注:バーコードの読み取りには別売りのスキャナーが必要です。お問合せ下さい。)
- ★従来チューブの「ちょっと不便」を見直し、使いやすさを追求した純国産モデルです。
- ★キャップにはTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。軽い力で、カチッと確実に。
- ★大量処理でも手が痛くなりなく、毎日の作業をやさしくサポートします。

ROBOTUBE 二次元バーコード付 マイクロチューブ

コード	呼称	容量	標準小売価格
30694	RT-B1	1.5ml	¥19,000

XFCIKW20

- 容量:1.5ml ●材質:ポリプロピレン(PP)・熱可塑性エラストマー(TPE) ●バーコード:DataMatrix ECC200(上面・底面)、Code128(側面/ヒューマンリーダブル付) ●製造環境:ISO14644-1 クラス6 クリーンルーム ●温度耐性:-80℃ ~ 100℃ ●遠心強度最大18,000×g ●Dnase/Rnase Free ●Pyrogen Free ●オートクレーブ可能。



■二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用の、SBS規格ラック。 自動化親和性を高めた工夫がなされています。



《特長》

- SBS規格に準拠しているため、自動分注装置にそのままセットすることができます。
- ラック側面(短辺)と底面には、ラックを個体識別できるバーコードIDが刻印されています。
- 脱着可能なフタが付属しています。

Magic-Rack (ROBOTUBE専用・SBS規格ラック)

コード	呼称	収納数	標準小売価格
30697	RT-SR16	16本 1個	¥14,000
30698	RT-SR24	24本 5個	¥60,000

SHYUMY01

- 材質:フタ部/ポリカーボネート(PC)、本体部/ポリプロピレン(PP)、フタロック/ポリプロピレン(PP) ●寸法:SBS規格準拠。●4×4レイアウト:16本、4×6レイアウト:24本収納可能。●側面に識別用の二次元バーコード+底面に2次元バーコード付。●ラック底面からのチューブ2Dバーコード読み取り可能。●独自のキャップ固定+フリップ機構でキャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。



■二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用の、冷却用SBS規格ブロック。 自動化親和性を高めた工夫がなされています。



《特長》

- 冷却性能を維持しつつ、ブロック外周に断熱材を設けることで、冷却時の結露を抑えることに成功しました。
- SBS規格に準拠しているため、自動分注装置にそのままセットすることができます。

Magic-Rack cool 24(ROBOTUBE専用冷却ブロック)

コード	呼称	収納数	標準小売価格
30696	RT-SB24	24本	¥60,000

SHYUMY02

- 材質:A6061アルミニウム 白アルマイト加工(ブロック)、PA12(断熱カバー)。●対応チューブ:ROBOTUBE ●寸法:SBS規格準拠。●24本(4×6)収納可能。●独自機構でキャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。●ブロック底面に円形の穴が開いており、底面からの二次元バーコードの読取が可能です。



シリーズ商品を他にも展開しております。詳細はQRコードよりご覧ください。



研究者の声から生まれた、ありそうでなかった 導電性のミニスプーン。γ線滅菌仕様もラインナップ！ 導電性微量スプーン



※2026年夏頃予定



表面抵抗値
10³Ω

Point

★ナノ材料・電池材料向け導電制御微量スプーン

ナノ材料秤量のための10³Ωの導電設計！
粉体ロスを研究リスクにしない。
ESD管理区域対応、導電ミニスプーン。

★CPC対応・ESD制御微量スプーン

無菌環境下で使える10³Ω導電設計。
高価な粉体のロスを防止！
容積0.5mlの微量タイプ。
γ線滅菌済、二重パック梱包。
オートクレーブ可能です。



導電性微量スプーン

コード	呼称	入数	標準小売価格
29069	0.5ml ⁴ (未滅菌)	10本袋	¥ 5,500
29069c	0.5ml ⁴ -c (未滅菌)	100本(10本袋×10)	¥ 50,000
29070	0.5ml ⁴ (滅菌)	10本袋	¥ 6,600
29070c	0.5ml ⁴ -c (滅菌)	100本(10本袋×10)	¥ 66,000

XEDSNZ01

●本体材質 / SPS+カーボンファイラー ●本体長さ (mm) : 145 ●オートクレーブ可能。●滅菌仕様はγ線滅菌。



■ ディスポ2重個包装の滅菌スプーン。 粉体、半固形状サンプリングに計量目盛り付き!



スプーン内
全周に
計量目盛り

《特長》

- 二重個包装だから、クリーンルームでの使用に最適!
- すり切で正確な計量が可能。
- 置いた時にこぼれない、自立式形状。
- 容器の口に挿入しやすいスリムヘッド。
- パイロジェンフリー (0.05EU/ml以下)。

ディスポ滅菌スプーン

コード	呼称	寸法	入数	標準小売価格
28611	1ml	17×157mm	100本	¥ 22,000
28612	5ml	25×185mm	100本	¥ 22,000
28613	10ml	30×185mm	100本	¥ 22,500
28614	20ml	35×208mm	100本	¥ 25,500


SHYMM01

●材質 / ポリプロピレン ●電子線滅菌。●包装 / 二重個包装



■ 遠沈管やチューブの「2~3本」立てに便利!

使い方



遠沈管50ml



遠沈管15ml



エッペンチューブ
5ml




エッペンチューブ
1.5ml



スクリューキャップ
チューブ 1.5ml



回り止めギザ付
*側面に、縦筋が入ったチューブが対象



遠沈管
50ml用

遠沈管
15ml用

エッペンチューブ
5ml用

スクリューキャップ
チューブ 1.5ml用

エッペンチューブ
1.5ml用

注意

- オートクレーブには対応していません。

《特長》

- 場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。

ミニラック

コード	呼称	標準小売価格
27980	遠沈管50ml用	¥ 2,600
27981	遠沈管15ml用	¥ 3,390
27982	エッペンチューブ5ml用	¥ 3,390
27983	エッペンチューブ1.5ml用	¥ 2,600
27984	スクリューキャップチューブ1.5ml用	¥ 1,700

XFCIIW03


●サイズ (mm) / 遠沈管50ml用: 123×77×H74、遠沈管15ml用: 83×75×H74、エッペンチューブ5ml用: 82×63×H44、エッペンチューブ1.5ml用: 72×60×H29、スクリューキャップチューブ1.5ml用: 72×60×H39 ●孔数 / コードP27980: 2、コードP27981 ~ P27984: 3 ●アルコール噴霧可能です。



クライオチューブ、エッペンチューブの円筒形にピッタリ沿う専用トング

クライオチューブ専用トング

■定番のストレートタイプ



Point こんなに便利なチューブ専用トング



- ★細い先端でかき分けて…
- ★形に沿ってしっかり掴めます!
- ★エッペンチューブにもGOOD!

《特長》

- クライオチューブ、エッペンチューブの形に沿うので、しっかり掴めて安心です。
- 先端は細く、ボックスにぎっしり詰めたチューブを、かき分けるように上手く掴むことが可能です。
- ステンレス製。オートクレーブ滅菌が可能です。
- 置いたときに先端が机に触れないよう柄の形が工夫されています。

クライオチューブ専用トングU

コード	呼称	標準小売価格
27879	U(ユー)	¥13,000

XFCIKW01

●サイズ(mm) / 全長130×幅35×厚さ20



■手を離してもチューブをホールドできる逆作用タイプ



Point 逆作用でつかむ

ウォーターバスなどで、凍結チューブを解凍する際、便利な機能です。

- ★逆作用だから、手を離してもチューブを保持できます。
- ★フックを利用すれば、ずっと手に持つ必要がありません。
- ★複数個を同時に吊って解凍すれば効率もUP!

《特長》

- トングUと同様の特長を備える、逆作用タイプのクライオチューブ専用トングです。
- チューブの形にピッタリ沿う3D設計。
- かき分けて掴む、細い先端。
- ステンレス製。オートクレーブ滅菌が可能です。
- 置いたときに先端が浮くデザイン。

クライオチューブ専用トングX

コード	呼称	標準小売価格
27880	X(エックス)	¥9,500

XFCIKW02

●サイズ(mm) / 全長145×幅20×厚さ20



■先が曲がったタイプのトング



Point 扱いやすいL字形状

- ★自然な角度で使用できます。

クライオチューブ専用トングL

コード	呼称	標準小売価格
27470	L(エル)	¥17,600

XFCIIW02

●サイズ(mm) / 全長115×幅45×厚さ20



《特長》

- トングU、トングXと同様の特長を備える、クライオチューブ、エッペンチューブ専用のトングです。
- 自然な角度で掴める形状です。
- ステンレス製。オートクレーブ滅菌が可能です。
- 置いたときに先端が机に触れないよう柄の形が工夫されています。
- コンタミ防止のため、先端が上を向くように置いてください。その際は先端に注意してください。

■片手で持ちやすいスライド式もうフタが開いて落ちる心配なし!

《特長》

- フタをスライドさせるタイプです。片手で持ちやすく、フタが開いて落ちる心配がありません。
- 完全防水紙により長期使用可能です。
- 高い撥水効果でマーカーで書いた文字もエタノールで消えます。
- 液体窒素使用可能。

スライド型フリーズボックス 防水タイプ

コード	呼称	入数	標準小売価格
28373	100穴	12個	¥12,500
28374	81穴	12個	¥12,500
28375	50穴	12個	¥11,500

SGSFTR01

- バラ売りはできません。●適合チューブ(ml) / 1.2~2.0●材質/耐水紙(外箱:撥水・防水加工)
- 穴寸(mm) / 12●仕切タイプ / 2重折●使用できるチューブは高さ47mmまで。



耐冷温度
-196°C
OK!!

液体窒素
使用可能!

Point

★底面番号付

★背面押出穴付

各サイズ
12個入

■フリーザーから取り出す時にフリーズボックスが飛び出さないか心配…そんなお悩みを解消!



チェスト型フリーザー用



アップライト型フリーザー用



1.2mℓ~2.0mℓ 100穴用
フリーズボックス対応
(1段内寸 W152×D151×H54mm)



Point 各段ごとに付いているストッパー

通常のラック




傾けると前に滑り落ちます。

ストッパー付



滑り落ちることはありません。



各段ごとにストッパーが付いており、取り出し効率が良い。

耐冷温度
-196℃
OK!!

液体窒素
使用可能!

《特長》

- ラックが傾いた際、ボックスが飛び出さないようにストッパーが付いています。各段ごとに付いているため、取り出し効率が良いです。
- 軽いプラスチック製で低温火傷の心配なし! マイナス196℃まで使用できます。
- ボックスが取り出しやすいように各段に切込みが入っています。
- 背面押出穴付き。

チェスト型フリーザー用 ストッパー付収納ラック

コード	呼称	収納数	標準小売価格
28404	ST-21-006	7段×1列	¥15,700
28405	ST-21-005	8段×1列	¥16,700
28406	ST-21-004	9段×1列	¥17,700
28407	ST-21-003	10段×1列	¥18,800

SGSFTR01

●適用フリーズボックス(全規格共通) / 1.2mℓ~2.0mℓ 100穴用●本体外寸法(mm) / コードP28404: W164×D163×H436、コードP28405: W164×D163×H494、コードP28406: W164×D163×H553、コードP28407: W164×D163×H611●材質 / 本体: PP(プラスチックダンボール)、取手: PP、ストッパー: 鉄・PP●好きな場所に貼れるネームプレート付。●収納可能なボックスサイズ(mm) / 外寸: 150×150×52以内



アップライト型フリーザー用 ストッパー付収納ラック

コード	呼称	収納数	標準小売価格
28408	ST-23-134	4段×3列	¥20,600
28409	ST-23-135	5段×3列	¥23,200


SGSFES01

●適用フリーズボックス(全規格共通) / 1.2mℓ~2.0mℓ 100穴用●本体外寸法(mm) / コードP28408: W504×D163×H236、コードP28409: W504×D163×H295●材質 / 本体: PP(プラスチックダンボール)、取手: PP、ストッパー: 鉄・PP●好きな場所に貼れるネームプレート付。●収納可能なボックスサイズ(mm) / 外寸150×150×52以内



■フリーザーの霜取りが楽になる!

Point




霜取り前



タオルやヘラで擦る程度で霜が取れます。




霜取り後



裏面シールタイプ

カット時に便利な
1cm単位の升目入り!



《特長》

- シートの取付けにより霜取作業がスムーズに行え、フリーザーの庫内をより広く使用できます。
- ヘラやタオルで擦る程度で霜が取れます(ヘラはゴム製を使用してください)。
- はさみやカッターでカットでき、自由な取付けが可能です。内部用スポンジタイプは粘着素材を使用しておりませんので、フリーザーを痛める心配がありません。
- 扉用は取付けにより気密性が上がり、冷えが良くなります(隙間なく取り付けた場合)。

霜取りシート

コード	呼称	入数	標準小売価格
28379	内部用スポンジタイプ	3枚	¥26,000
28380	内部用シールタイプ	3枚	¥28,500
28381	扉用シールタイプ	3枚	¥28,500

SGSFTR01

●サイズ(mm) / 内部用シール コードP28379-P28380: 750×450×3、扉用シールタイプ コードP28381: 750×450×1.5●霜取りの際、鋭いものを使用した場合は、表面に傷・破れが生じる場合がございますのでご注意ください。





アイデアラボ製品化への道

~Product Development Story~



アイデアラボでは、日々現場で生まれる「ちょっとした困りごと」や「こうだったらいいのに」という声をヒントに、製品開発を行っています。

今回ご紹介するのは、そんな声から生まれ、一度は姿を消し、そして再び製品として戻ってきた——テレポシリーズの物語です。

story 1

アイデアの始まり

「ラベルテープに書き込んだ文字が、薬品や摩擦、霧ですぐ消えてしまう…」

そんな声から誕生したのが、2011年から販売していた『テレポマーカー』でした。文字を書きやすいテレポ板に書いて、テープの粘着面に写して貼る——。現場での作業性を考えた、当時としては全く新しい発想の製品です。開発者は当時を振り返り、こう語っています。「文字を“瞬間移動”させるアイデアまでは出たのですが、『テープで文字をはがせるインクの開発』には苦労しました。」そのテレポマーカーは一定の評価を得た一方で、部材の供給面の課題などから販売終了という道を辿ります。



story 2

そして2024年、再び届いた声が、製品復活へ…

時を経て、2024年5月から9月末まで開催された「第1回 アイデアラボ」。その中で、次のような投稿が寄せられました。

「チューブの蓋に文字を書くとき、左手でチューブを固定し、右手で書こうとすると不安定で書きにくい。右手を支える何かがあればいいのに…」

チューブの蓋だけでなく、円柱状のチューブ側面への書き込みも同様に難しく、細かい文字になるほどストレスは大きくなります。きっとこれは、他にも多くの方が日々の作業の中で同じ悩みを抱えているのではないか——。「あの仕組みなら、解決できるかもしれない」文字を、安定した場所で書いて、貼るだけ。かつてのテレポシリーズの仕組みは、この悩みにも応えられるのではないか。そう考え、私たちはテレポシリーズの復活を決意しました。

story 3

ただの復活ではなく、進化へ…

目指したのは、「以前と同じもの」ではなく、より現場で使いやすい形へ進化させることでした。

従来のテレポ板は、


- 文字を安定して書けること
- テープで文字をきれいに剥がせる鏡面仕上げ
- チューブの胴径に合わせてテープをカットできるサイズ設計

といった特長を備えていました。

そこに今回は新たに、

- 各種サイズのチューブや遠沈管を安定して置ける溝
- チューブを立てて固定できる穴

といった改良を加え、『テレポガイド』として生まれ変わりました。



story 4

伝えるところまでが、製品づくり

テレポシリーズを正しく、そして安心してお使いいただくために、取扱説明書は動画をご用意しました。絵コンテ作成から、スタジオ撮影、タイミングや画面切り替え、BGM選定まで。「より分かりやすく伝えること」を大切に編集しました。

第1回アイデアラボから製品化

Telepo Series



特殊なインクと特殊なプラスチック板で文字をレポート!

テレポガイドにテレポマーカで字を書き、
テレポテープで写し取って、あとは貼るだけ。



透明タイプの耐寒テープ



ペン先は極細タイプ!



テープで剥がし取った後の
インク残りが少ない!



溝にチューブや遠沈管が
すっぽりおさまります!



チューブは立てることも可能!
※適応しないチューブもあります。



テレポマーカ		OTHER
コード	呼称	標準小売価格
30504	黒5本セット	¥ 3,200
30505	赤5本セット	¥ 3,200

XDTSSW01

- 《特長》
- マーカーは黒、赤の2色。
 - ペン先は極細タイプで小さな字も書きやすくなっています。
 - キャップがブラシ付きに。



テレポガイド		PP OTHER
コード	入数	標準小売価格
30506	1枚	¥ 4,500

XFMASW02

- 《特長》
- テレポガイドの寸法はエッペンタイプのチューブやスクリーチューブ、遠沈管の胴径に合うように設計されていますので非常に便利です。
 - プラスチック用のペンなどで直接チューブや遠沈管に書き込むときの固定にもなります。



テレポテープ		OTHER
コード	呼称	標準小売価格
30507	幅13mm×15m	¥ 3,200

XDCSSW03

- 《特長》
- 文字がテレポテープの内側につくので、大切なサンプルに安心して使えます。
 - チューブや遠沈管の側面などに貼ってください。
 - テープはカット後、台紙から剥がしてお使いください。


使い方



まず、テレポガイドに文字を書きます



書いた文字にテープを置いて写し取ります



テレポガイドの溝にチューブを置き、あとは貼るだけ


動画で
くわしく!!



動画は、こちらから
ご覧いただけます。

みなさまの声から生まれたテレポシリーズ。進化した新しい形を、ぜひ体感してください。

■ビーカーの蓋が自立!!
もう開けた蓋の置き方に悩みません。




《特長》

- サンプラ®ビーカー、サンプラ®手付ビーカー、サンプラ®メジャーカップの対応する容量に使用できます。


Point ストッパー付きのキャップに!

★ちょい開けが安定



キャップを少し開けた状態で安定させるストッパー付。

★ハンズフリー



安心して置けるから、キャップを持ったまま作業しなくてOK。

自立するビーカーキャップ

コード	呼称	標準小売価格
27987	2ℓ用	¥1,700
27988	3ℓ用	¥1,800
27989	5ℓ用	¥2,000

XFC11W05

- アルコール噴霧可能です。● サイズ (直径×高さ (mm)) / 1ℓ用: φ145×38、2ℓ用: φ175×38、3ℓ用: φ200×43、5ℓ用: φ220×53



■軽くて割れにくい! 大きくて持ちやすい取手!

Point

★持ちやすい取手

大きくて持ちやすい。大型の3ℓ・5ℓは、満水にしても持ちやすい設計です。



★優れた耐薬品性

強酸や一部の有機剤以外は使用可能です。



★オートクレーブが可能

TPX®の耐熱温度は170°C。オートクレーブも、もちろん可能です。



★底面内側が平ら

マグネチックスターラーでの攪拌に適します。



★軽量で扱いやすい

大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。



サンプラ®TPX®ビーカーの耐薬品性

薬品名	評価	薬品名	評価
塩酸(38%)	◎	酢酸(10%)	◎
硝酸(30%)	○	酢酸(100%)	△
硫酸(10%)	◎	ヘキサン	×
硫酸(98%)	△	次亜塩素酸ナトリウム	◎
ふっ化水素酸(40%)	◎	エタノール	○
水酸化ナトリウム(30%)	◎	メタノール	△
アセトン	△	酢酸エチル	△

- ◎: 全くあるいはほとんど影響はない
- : 若干の影響はあるが条件によって充分使用に耐える
- △: なるべく使用しない方がよい
- ×: 大きく影響があるため使用に適さない

《特長》

- 耐熱温度170°Cと優れた性質を示します。

サンプラ®TPX®手付ビーカー

コード	呼称	目盛単位	標準小売価格
01051	100ml	10ml	¥353
01052	200ml	20ml	¥396
01053	300ml	25ml	¥530
01054	500ml	50ml	¥660
01055	1ℓ	50ml	¥1,300
01056	2ℓ	100ml	¥1,560
01057	3ℓ	200ml	¥2,570
01058	5ℓ	200ml	¥3,850

WDHCE082

- 表示価格は1個の価格となります。



倒れやすい20~50mlビーカーのためのコースター

ビーカーコースター



重いガロン瓶の口が当たってすぐ倒れてしまうビーカーも…

コースターでホールドすれば、安定して薬液を注ぐことができます。

《特長》

- 20~50mlの小型ビーカーの転倒防止用コースターです。両面で異なるサイズのビーカーを支えます。
- ガロン瓶など重い試薬瓶から薬液を注ぐ時に。

- 主な対応メーカー(ビーカーのみ)
- P28631: IWAKI 20ml, 50ml
HARIO 20ml, 50ml
SEKIYA 50ml
- P28632: IWAKI 30ml, 50ml
HARIO 30ml, 50ml
SEKIYA 50ml

ビーカーコースター

コード	呼称	穴径	標準小売価格
28631	20・50 ml用	φ35・φ47	¥ 6,900
28632	30・50 ml用	φ39・φ47	¥ 6,900


XFCIES01



注意

- お使いのビーカーサイズは、メーカーにより異なります。また、トルビーカーやコニカルビーカーには対応しておりませんのでご注意ください。

固いキャップもラクラクオープン!



《特長》

- 内側の凹凸加工とエラストマー樹脂のグリップ力で、キャップが滑りません。
- 大、中、小とキャップサイズに合わせてお使いください。

万能キャップオープナー

コード	呼称	標準小売価格
27058	LK-121-Y	¥ 1,000

SFUSPT01

- 材質/エラストマー樹脂●適用キャップサイズ(mm)/大:直径約45~75、中:直径約30~40、小:直径約20~30



500ml、1ℓ 培地ボトルをナナメに保持! 楽な角度でピペット操作ができ、 作業効率が向上!



培地ボトルスタンド

コード	呼称	標準小売価格
27304	BBS-1	¥ 3,510

XFFZTS00

- サイズ(mm)/W100×D149×H95●アルコール噴霧が可能です。●スクエアタイプの培地ボトルは底面コーナー部分が最下部になるように設計されているので、液量が少なくなっても吸入がしやすくなっています。



《特長》

- ピペットがボトル開口部に触れにくい!
- 角度設定は2ポジション。
- クリーンベンチ内でも使えるシンプル&コンパクト設計。

分注に必要なものを背負ってくれる!



《特長》

- 500ml試薬ボトルの口元に装着して使う、遠沈管ホルダーです。50ml遠沈管が最適ですが、15mlタイプにも使えます。
- 瓶に直接装着することで取り違いなどのミスを防ぎ、コンパクトに作業ができます。

遠沈管しよった郎

コード	呼称	標準小売価格
31201	遠沈管S	¥ 4,950

XFCIES01



Point スムーズな作業を助ける!



★コンパクトに作業可能!

ボトルとの距離が最小なので、液だれのリスクも低減。持ち運びもそのまま!!

★ボトルの口元に直接装着! 取り違いなどのミスを防ぎます。

■96ウェルプレートへの分注作業時の目印に！ 入れ忘れ・重複ミスの防止に便利です。

こんなお声がありました！

- 分注作業時に話しかけられてどこまで入れたか分からなくなる。
- 電子制御イルミネーターを使うほどではないので簡易なものはないか？

サンブラテックが解決！

- わかりやすい手動式ガイドで、試薬やサンプルの分注を、下からサポートします。

使い方

1 96ウェルプレートを手板の上にセットします。

2 試薬やサンプルを入れていきます。

3 必要に応じて、ガイドを移動させて目印にします。

縦、横のガイドを自由に移動できます。

操作方法の動画公開中!!

スマホからもアクセス

サンブラテック 96ウェルプレートガイド | 検索

Point

- ★ガイドがウェルプレートの下、だからコンタミフリー
ガイドをプレートの上に取り付けるタイプの製品は、コンタミネーションの原因になります。
- ★アルコール噴霧可
天面、側面はもちろん、天板を外すと内部にもアルコール噴霧できます。

96ウェルプレートガイド

コード	呼称	標準小売価格
27993	96well	¥18,800

XFFCIW04

- アルコール噴霧可能です。●サイズ(mm) / W242×D176×H50

在庫品 PVC Si SUS OTHER

■クリーンベンチ内でも観察良好！

サンブラテックが解決！

こんなお声がありました！

あらかじめラックやプレートが斜めだったら、ピペット操作しやすいのに...

細かなストレスが軽減されます

PA-1 (PVC製)

《特長》

- サンプルの回収がしやすくなります。
- 自然な姿勢でピペット操作ができるので負担が軽減されます。
- 座った状態でも観察しやすいです。
- 一般的な6穴プレート、12穴プレート、24穴プレート、96穴プレートなど積載可能です。

プレートアングラー

コード	呼称	標準小売価格
27043	PA-1	¥6,800

XFFZKW19

- 材質 / PA-1:PVC ●積載有効寸法(mm) / W180×D90 ●最大傾斜角度 / 35度(ストッパーの付いた手前方向にのみ傾斜するので落下の心配はありません。) ●全高 / 40mm

在庫品 特注 OK PVC SUS

■使い方自由自在なマルチスタンド

ストッパーで高さ調節が可能です。

《特長》

- 支柱は伸縮可能なので、高さ位置を調整することができます。
- 洗浄瓶の薬液補充時のノズル掛に。
- プロトコルホルダーに。
- 保護メガネや時計など、デスクに埋もれがちな研究グッズを吊ろう！

マルチスタンド

コード	呼称	標準小売価格
26939	MS-1	¥4,700

XFFZKW02

- 外寸法(mm) / W250×H320~550 ●材質 / 本体:鉄(クロームメッキ)、クリップ部:ポリスチレン

在庫品 PS STEEL

自由に底面の素材を貼り合わせできる底なしマイクロプレートです。

底なしマイクロプレート

NEW



注意

- 不良品以外の返品・交換はお受けできません。
- 記載の商品は研究用であり、人体への使用や治療を目的とする用途には使用できません。

《特長》

- ウェル部分の底がないマイクロプレートです。
- PDMSシートやCOPフィルムなど、独自の素材を底面に貼り合わせて実験を行うことができます。

底なしマイクロプレート

コード	呼称	標準小売価格
30634	6well	¥ 52,000
30635	24well	¥ 52,000
30636	96well	¥ 52,000
30637	384well	¥ 52,000
30638	6well 貼り合わせテープあり	¥ 78,000
30639	24well 貼り合わせテープあり	¥ 78,000
30640	96well 貼り合わせテープあり	¥ 78,000
30641	384well 貼り合わせテープあり	¥ 78,000
30642	6well 貼り合わせテープ(シリコン系)あり	¥ 78,000
30643	24well 貼り合わせテープ(シリコン系)あり	¥ 78,000
30644	96well 貼り合わせテープ(シリコン系)あり	¥ 78,000
30645	384well 貼り合わせテープ(シリコン系)あり	¥ 78,000

SHCSYG01


- 貼り合わせ素材は、お客様でご用意ください。
- フタも付属していないので、必要な場合はお客様でご用意ください。
- 貼り合わせ後、遠心分離機をご使用の場合、液漏れする可能性がございます。
- 未滅菌。



呼称	入数(枚)	ウェル寸法(mm)	本体外寸W×D×H(mm)	梱包寸法(mm)
6well	25	36φ	128×85×14.5	540×240×180
24well	25	17φ	128×85×14.5	540×240×180
96well	25	6.7φ	128×85×14.5	540×240×180
384well	25	3.7角	128×85×14.5	540×250×375

Point

★底面フリー構造



任意の素材(PDMS・COP等)を貼り合わせ可能。実験系に合わせた自由な設計を実現。

★選べる3タイプ



貼り合わせテープなし/標準テープあり/シリコン系テープあり。用途に応じた最適な固定方法を選択可能。

★4種のウェル数展開

6・24・96・384ウェルをラインアップ。細菌・微生物・細胞などの生化学分野での観察などに最適。

自由にくねくね動かして、好みの角度に調整!



グリーン



ブルー



レッド

《特長》

- 手で簡単に、好きな形状に曲げることができます。
- スマホスタンド、ドアストッパー、S字フックの代わりに。

Point


用途はいろいろ!何かと役立つすぐれもの!



★スマホスタンドに。



★開き扉のロックに。



★ドアストッパーに。

くねローゼ

コード	呼称	入数	標準小売価格
31204	グリーン	2本	¥ 450
31205	ブルー	2本	¥ 450
31206	レッド	2本	¥ 450

XFUSES01

- 材質: ニトリルブタジエンゴム、スチール、ABS
- サイズ(mm): φ13×255 ●表示価格は1組(2本)の価格です。



カラーインクジェットプリンターが今までにない高精細に加え
耐寒性、耐薬品性、耐水性を手に入れて登場！

インクジェットカラーラベルプリンター

COLOR LABEL P R I N T E R

LX-P1500 SP



キヤノン × **SANPLATEC**。カラーラベルプリンター LX-P1500 SP
 替用インク各色各1個、替用ラベル3巻込み
特別価格 440,000円 (税抜)

Point 既存のプリンターと比べてここが違います！

- ★**解像度1200dpiの高精細出力**
 細かな文字を鮮明にプリントアウト可能なので、チューブなど小型容器へのラベリングに有効！
- ★**フルカラー印刷でフリーデザイン可能！**
 レイアウトはもちろん写真やイラストも簡単に取り込み、目立つカラーで危険物への注意喚起、お客様ロゴ入り製品ラベルなど、いろいろな使い方ができます！
- ★**耐寒性と耐水性、耐薬品性を兼ね備えたラベル！**
 特殊なシール材により-80℃環境下でも粘着力をしっかりとキープ。ラベル材質はPP製で、耐水性、耐薬品性とも抜群です！まさに理化学専用！
- ★**ランニングコストが安い！**
 インクジェット方式なので、インクリボンを使用する熱転写方式と比べるとインクロスが少なく経済的。ラベルは日本製で、海外製よりも安価に提供することができます。
- ★**2次元バーコードも簡単生成！**
 専用ソフトで簡単発行。情報量アップで管理レベルもアップします。
- ★**ナンバリング機能も備える！**
 製品ラベルなどシリアルナンバーが必要な際に便利です。

※メタノール、無水エタノール、水酸化ナトリウム溶液、アセトン、キシレン等に耐性あり

⚠ **液体窒素使用時の注意**

- 貼付後、数時間は十分な粘着力を得ることができませんのでご注意ください。
- ラベルは必ず巻き付けて重ねしることができるように貼ってください。

■ カラーラベルプリンターセット

カラーラベルプリンター セット

コード	呼称	規格	標準小売価格
28322	LX-P1500SP	S1545	¥ 440,000
28323	LX-P1500SP	S5176	¥ 440,000

SHZCTR00

●セット内容/コードP28322: プリンター本機1台、替用インク (Bk/C/M/Y) 各1個、替用ラベルS1545 (15mm×45mm 760枚/巻) 3巻、コードP28323: プリンター本機1台、替用インク (Bk/C/M/Y) 各1個、替用ラベルS5176 (51mm×76mm 230枚/巻) 3巻、●外形寸法: W134×D250×H250mm ●本体質量: 約5kg ●LX-P1500SP本機には、上記セット内容に含まれる替用インク以外に、各色インクタンク (各14.5ml) が標準で付属しています。●インクカラー表示 / Bk: ブラック、C: シアン、M: マゼンタ、Y: イエロー ●LX-P1500SP本機は機器情報をご登録いただくことで、お買い上げ日から1年間の無償保証サービスを提供いたします。ただし、無償保証期間中に本体耐久枚数を越えた本体の使用による故障・損傷および障害は、有償修理となります。

OTHER

■ ラベル 耐水性と耐寒性、耐薬品性を兼ね備えたシール

チューブやフラスコ側面などに貼る小サイズ (S1545) と、試薬瓶などに貼る大サイズ (S5176) の2種類を用意しました。

■ S1545

■ S5176

●1巻あたりのラベル枚数 / ラベル S1545: 760枚、ラベル S5176: 230枚 ●ラベル基本材質 / PP ●ラベルサイズ (mm) / ラベル S1545: 15×45、ラベル S5176: 51×76

PP OTHER

■ ラベル作成ソフト

ラベルプリンター専用簡単ラベル作成ソフト。デザインはもちろん、バーコード生成にも対応しています。

ラベルクリエイト

コード	呼称	標準小売価格
28336	ラベルクリエイトSE V2	¥ 98,000

SGZCTR00

●全規格プリントヘッド込となります。

■ インクタンク 各色

交換用インクタンク

コード	呼称	入数	標準小売価格
28328	Bk (ブラック)	1個入	¥ 5,440
28329	C (シアン)	1個入	¥ 5,440
28330	M (マゼンタ)	1個入	¥ 5,440
28331	Y (イエロー)	1個入	¥ 5,440
28332	Bk (ブラック)	4個入	¥ 18,400
28333	C (シアン)	4個入	¥ 18,400
28334	M (マゼンタ)	4個入	¥ 18,400
28335	Y (イエロー)	4個入	¥ 18,400

SHZCTR00

メンテナンスカートリッジ

コード	呼称	入数	標準小売価格
28627	WT-X201	1個	¥ 2,880

●交換用廃インクタンク SHZCTR10

“灌流培養を試したいけど機器が高額。もっと手軽に始めたい”
 そんな声をカタチにしました！低価格でポケットサイズの灌流ポンプ登場！

iP-TEC® ポケット灌流ポンプキット

NEW



バッチ交換モデル

連続灌流モデル

★持続灌流には「連続灌流モデル」

<連続灌流モデル>

●ベリスタポンプを1台搭載しており、自動連続定流量供給が可能です。●流量:0.6~60 μl/min ※開放系でご使用の場合は2台必要となります。

★定期的培地交換には「バッチ交換モデル」


<バッチ交換モデル>

●2台のベリスタポンプを搭載しており、一定時間間隔で一定量の培地を交換できます。●ポンプ流量:3ml/min ●交換間隔:1~120hrs ●培地交換量:0.1~50ml


★灌流培養とは?

培養容器内に新鮮な培地を連続的供給し、古い培地を除去する自動化された細胞培養方法です。この方法は培地の状態(pH、物質の濃度など)を維持し、in vivoの条件を模倣することができ、かつ培養士の労力や製造コストを削減できると言われています。

イメージ図



★動作フローイメージ



iP-TEC® ポケット灌流ポンプキット

コード	呼称	標準小売価格
30590	連続灌流モデル	¥ 168,000
30591	バッチ交換モデル	¥ 168,000

SHKDKW10

●本体寸法(mm):W70×D105×H20



開放系容器(ディッシュ)が閉鎖系(ポート孔付)に早変わり!

特許第7219978号(一部製品)



本製品にディッシュは付属していません。

iP-TEC® 灌流アタッチメント (60φディッシュ用)

コード	呼称	入数	標準小売価格
30600	ベントタイプ2.0	2個	¥ 20,000
30601	ベントタイプ3.5	2個	¥ 30,000
30602	ベントタイプ5.0	2個	¥ 30,000
30603	閉鎖タイプ2.0	2個	¥ 20,000
30604	閉鎖タイプ3.5	2個	¥ 30,000
30605	閉鎖タイプ5.0	2個	¥ 30,000

XESTKW50

●γ線滅菌済。●個包装。●サイズ(mm):61×61×H17●材質/本体:PC、シール部:メディカルシリコンゴム●適合コネクタ:外径φ3.0~3.5mm

※ディッシュ培養面からアタッチメント底面までの隙間(高さ):30600・30603:約2.0mm、30601・30604:約3.5mm、30602・30605:約5.0mm



iP-TEC® 灌流アタッチメント用 60φホルダー

コード	呼称	入数	標準小売価格
30606	60φ-H	1個	¥ 22,000


XEC1KW51

●未滅菌。●個包装。●材質:ステンレス●サイズ(mm):86×88×H37●オートクレープ可。



《特長》

- アタッチメントを装着した開放系ディッシュを確実にホールドリル閉鎖します。
- ネジを緩めるだけで天板をスライドさせ取り外し可能。
- 天板、底板それぞれにφ40mm孔付。培養状態で観察しやすい設計です。



本製品にディッシュ、アタッチメントは付属していません。

☑アタッチメント 装着時培地量(目安)

- 30600・30603 :約4.5ml
- 30601・30604 :約6.0ml
- 30602・30605 :約8.0ml




閉鎖タイプ



ベントタイプ

カルチャーインサートの内側と外側で、培養液を灌流できます!

特許第6910031号



カルチャーインサート

iP-TEC® 閉鎖系培養コンテナ #RPE12ポート付

コード	呼称	入数	標準小売価格
28653	閉鎖タイプ	12個(1袋2個入×6)	¥ 35,000
28654	ベントタイプ	12個(1袋2個入×6)	¥ 35,000

XFC1KW10

●電子線滅菌済。●材質/本体:PS、キャップ:PE、内容器:メディカルシリコンゴム、ポート付中栓:PC、適合チューブ(mm):内径φ2.1~2.3

※本製品にカルチャーインサートは付属していません。



360° どんな角度でも使える洗浄瓶
そして、最後まで薬液を無駄にしない!

マルチ洗瓶

せんびん



こんなお声がありました!

通常の洗浄瓶は
残り少なくなると液が出てこない!
注ぎ足しが面倒!

サンバラテックが
解決!

ジャバラノズルとビー玉おもりが決め手!

- ビー玉の重みによってジャバラノズルが自由自在に曲がり、液量が少なくなってもしっかりと吸い上げる事ができます。最後まで薬液を無駄にせず経済的です。



- どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液面の下にビー玉がしっかりとついてきます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄することが難しかった角度での洗浄も可能になりました。機械の入り組んだ所の洗浄も可能です。



ビー玉&
ジャバラノズル



マルチ洗瓶



マルチ洗瓶サービスパック



こんな時にも便利

★ノズルポケットを標準装備。
先端ノズルを外して薬液を一気に噴出したい時に便利!!



先端ノズルが外せます。



ノズルポケットを標準装備!

マルチ洗瓶

コード	呼称	先端ノズル色	入数	標準小売価格
17000	500ml	青	1本	¥ 610
17001	500ml	赤	1本	¥ 610
17002	1L	青	1本	¥ 760
17003	1L	赤	1本	¥ 760

XEGEDF71

●材質/本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP●商品は個装されています。

在庫品 PP HDPE LDPE Glass

マルチ洗瓶サービスパック(5本入り)

コード	呼称	先端ノズル色	入数	標準小売価格
17004	500ml	青	5本	¥ 2,660
17005	500ml	赤	5本	¥ 2,660
17006	1L	青	5本	¥ 3,310
17007	1L	赤	5本	¥ 3,310

XEGEDF72

在庫品 お得 CASE PP HDPE LDPE Glass

女性研究者の声から生まれた
手が疲れにくい洗浄瓶

やわらか洗瓶ソフティー



ビー玉&
ジャバラノズル

360° どんな角度でも
使えます!



5本入りパックがお得!



やわらか洗瓶ソフティー

コード	呼称	入数	標準小売価格
25000	500ml	1本	¥ 610
		1ケース(5本入)	¥ 2,660

XEGEMM30

●ケースの場合の入数は5本になります。1本からの販売も可能です。●材質/本体:LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、おもり:GLASS、おもりカバー:PP●商品は個装されています。

在庫品 お得 CASE PP HDPE LDPE Glass

アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬品でも勝手に液垂れしません！

あふれま洗瓶™ (液垂防止弁付洗浄瓶)



Point オートガスベントの秘密

こんなお声がありました！

ガスを逃がすためにキャップを緩めたり、キャップに付いているレバーを切り替えたりするのが煩わしい！

オートガスベント

ノズルポケット

サンプルテックが解決！

オートガスベントのはたらき

- 保管時はオートガスベント（液垂防止弁）のはたらきで自動的にガスが抜けます！だから、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。
- エタノールやアセトンなどの揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。

Point オートガスベントの秘密

通気

どんがりキャップ

上昇

ふさぐ

保管時は、オートガスベントのどんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。

使用時は、手で握る動作により内圧が急激に上がり、どんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。

あふれま洗瓶™ (液垂防止弁付洗浄瓶)

コード	呼称	入数	標準小売価格
27023	250ml	1本	¥ 530
27024	500ml	1本	¥ 670
31209	1ℓ	1本	¥ 740

XDGEKW12

●材質/本体・キャップ:LDPE、ボール:PP、どんがりキャップ:PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●商品は個装されています。

在庫品 PP HDPE LDPE

5本購入でプラス1本サービス あふれま洗瓶™ サービスパック

コード	呼称	入数	標準小売価格
27025	250ml	5本+1本	¥ 2,650
27026	500ml	5本+1本	¥ 3,350
31210	1ℓ	5本+1本	¥ 3,900

XDGEKW92

在庫品 お得CASE PP HDPE LDPE

注意

- あふれま洗瓶は、容器を水平に対して30°～90°に保ってご使用ください。水平、下向きに傾けると製品の構造上、液が止まらなくなったり、どんがりキャップの通気孔から薬液がしみ出しやすくなります。
- 本体の蓋、どんがりキャップをしっかり締めてご使用ください。締めりが不十分な場合、エア漏れによる機能不良、薬液の飛散の恐れがあります。
- どんがりキャップを取り外して内部を洗浄する際は、ボールやボール受けなどの小さな部品を紛失しないよう、ゆっくりと取り外してください。



有機溶剤に対するガスバリア性と耐薬品性を向上させました！

フロロバリアあふれま洗瓶™ (フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)

フロロバリアとは？

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合（フッ素化処理）させた容器です。

《特長》

- 本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上しており、有機溶剤を入れても一般的な洗浄瓶より耐性があります。
- さらにオートガスベントにより、揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。

フロロバリアあふれま洗瓶™ (フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)

コード	呼称	入数	標準小売価格
27032	500ml	1本	¥ 1,220

XESVMY12

●材質/本体・キャップ:LDPE、ボール:PP、どんがりキャップ:PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE

在庫品 PP HDPE LDPE

注意


- 基材部分はポリエチレンですので、耐熱性に関しては従来通り約60℃です。
- 表面に傷がつかない様お取扱いはご注意ください。
- 直火にはかけないでください。

フロロバリア処理済をロット管理しています。



小さな手でも持ちやすい KUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!

KUBIRE洗瓶&ボトル



せんびん

Point

ユニバーサルデザインの考えに基づいて設計しました!!

★1ℓのくびれ部の幅は、500ml洗瓶の幅とほぼ同じです。通常の1ℓのポリ瓶の幅と比べると4cm近くも小さくなります。



KUBIRE洗瓶(ティンブル付洗瓶)

コード	呼称	入数	標準小売価格
27310	1ℓ	1本	¥ 690
		1ケース (5本入)	¥ 3,010

XEGEIW00

●ケースの場合の入数は5本になります。1本からの販売も可能です。●材質/本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP●商品は個装されています。●片面目盛付き。

在庫品 お得CASE PP HDPE LDPE Glass

KUBIREボトル(ティンブル付ボトル)

コード	呼称	入数	標準小売価格
27315	1ℓ	1本	¥ 440
		1ケース (55本入)	¥ 18,800

WEGEIW01

●ケースの場合の入数は55本です。1本からの販売も可能です。●材質/本体:LDPE、キャップ:HDPE●片面目盛付き●外径(ティンブル部径)×全高(mm):85.6(60.5)×217●口内径(mm):39.4


在庫品 お得CASE HDPE LDPE

すすぎの煩わしさを一気に解決!!

ジャージャー洗瓶™

純水置換洗浄が一気に手軽に!!

Point



穴径の精度は高く、バラつきも少ないので安定噴射が可能です。



保管時はオーバーキャップを装着することにより、ほこり付着やコンタミを防止します。



ジャージャー洗瓶™ (シャワー型広口洗浄瓶)

コード	呼称	入数	標準小売価格
27034	500ml	1本	¥ 650
27035	1ℓ	1本	¥ 780

XEGEKW15

●材質/本体・キャップ:LDPE、オーバーキャップ:PP●商品は個装されています。

在庫品 PP LDPE

5本購入でプラス1本サービス ジャージャー洗瓶™ サービスパック

コード	呼称	入数	標準小売価格
27036	500ml	5本+1本	¥ 3,250
27037	1ℓ	5本+1本	¥ 3,900

XEGEKW95

在庫品 お得CASE PP LDPE

ジャージャー洗瓶と KUBIRE洗瓶のイイところ取り!

Point

★ハンドリングの良さで、1ℓの重さを気にせずジャージャーできます。



KUBIREジャージャー洗瓶™ (ティンブル付シャワー型広口洗浄瓶)

コード	呼称	入数	標準小売価格
27881	くびれ1ℓ	1本	¥ 780


XEGEKW15

●材質/本体、キャップ:LDPE、オーバーキャップ:PP

在庫品 PP LDPE

きっと見つかるジャストサイズ! クリアなケースに見える収納

スチロール角型ケース




在庫品 お得! CASE PS

《特長》

●半導体部品や基盤・チップなどの移送や、各種サンプルケースとして最適です。

⚠ 注意

●スチロールはキズがつきやすい為、返品・取替はご容赦願います。




スチロール角型ケース

コード	呼称	外寸法(縦×横×高さ)(mm)	10個入り価格(単価)	ケースコード	ケース入数	ケース価格
02261	No.1	65×34×18H	¥ 1,090	02261c	50	¥ 4,350
02262	No.2	61×43×18H	¥ 1,160	02262c	50	¥ 4,620
02263	No.3	64×58×20H	¥ 1,290	02263c	50	¥ 5,140
02264	No.4	138×64×19H	¥ 2,010	02264c	50	¥ 8,040
02265	No.5	160×85×33H	¥ 3,990	02265c	50	¥ 15,950
02266	No.6	204×75×67H	¥ 6,480	02266c	55	¥ 28,470
02267	No.7	197×117×71H	¥ 6,830	02267c	35	¥ 19,110
02268	No.8	197×92×92H	¥ 7,000	02268c	28	¥ 15,680
02270	No.10	137×65×37H	¥ 3,630	02270c	50	¥ 14,500
02271	No.11	88×58×19H	¥ 1,360	02271c	50	¥ 5,200
02272	No.12	100×65×28H	¥ 1,540	02272c	50	¥ 5,900
02273	No.13	78×52×15H	¥ 900	02273c	50	¥ 3,630
02274	No.14	113×105×28H	¥ 2,360	02274c	50	¥ 9,680
02275	No.15	194×104×28H	¥ 3,370	02275c	30	¥ 8,360
02276	No.16	67×37×12H	¥ 1,130	02276c	50	¥ 4,300
02299	No.17	68×38×15H	¥ 1,100	02299c	50	¥ 4,200
02278	No.18	69×47×19H	¥ 1,200	02278c	50	¥ 4,600
02279	No.19	75×50×20H	¥ 1,280	02279c	50	¥ 4,900
02298	No.21	97×68×19H	¥ 1,880	02298c	50	¥ 7,200
02282	No.22	178×82×31H	¥ 4,680	02282c	50	¥ 18,000
02283	No.23	63×50×26H	¥ 1,600	02283c	50	¥ 6,150
02284	No.24	77×46×25H	¥ 1,540	02284c	50	¥ 5,900
02287	No.27	127×55×14H	¥ 1,340	02287c	50	¥ 6,100
02288	No.28	178×57×15H	¥ 1,550	02288c	50	¥ 7,020
12280	No.30	90×70×25H	¥ 1,610	12280c	50	¥ 6,100
12285	No.31	180×90×47H	¥ 4,550	12285c	50	¥ 17,100
12286	No.32	110×80×35H	¥ 2,640	12286c	50	¥ 9,900

●最小ロットは10個単位となります。●各寸法は参考値になります。
●ケース単位でのお求めがおすすめです。

WDFBFB58

■クリーンベンチや実験機で置き場所のないものはココに置く!



上下
どちらでも
使えます

《特長》

●ペン、ピンセット、ハサミ、アスピレーターなどクリーンベンチ内でごちゃごちゃするツールのちょっと置き。
●上下方向でお使いいただけます。

小さいツールスタンド

コード	呼称	標準小売価格
28620	2つ穴	¥ 5,500

XECIES01

●サイズ(mm) / W50×D23×H25 ●材質 / SUS

在庫品 SUS

■限られたスペースにピペット保管



《特長》

●丸型や角型のピペットカンも収納可能。
●棚板は斜めになっており、ピペットが滑り落ちません。
●ピペット破損防止に、クッションゴムが付いております。
●アクリル製で、安全キャビネットのような限られたスペースでもピペットを有効に保存できます。

ピペットストレージラック

コード	呼称	標準小売価格
13304	SPH3	¥ 13,200

WECIEF55

●外寸法(mm) / 95×310×290H ●一段寸法(mm) / 85×305×80H ●棚数 / 3


特注 OK MA

■クリーンベンチ内のプラスチック製品をUV照射から保護し、見た目も美しく収納!

Point



- ★片手でも開けやすい取手付トビラ!
- ★ビベッターやチップケースをコンパクトに収納可能。
- ★中板は取り外し可能。収納に応じてラック内を有効に使えます。



工夫されたトビラ形状。片手でラクラク開閉OK!

EOG 滅菌済

《特長》

- クリーンベンチ内のUV照射からの樹脂製品の保護に最適です。
- 片手でも開けやすい取手付きトビラです。
- 中板は取り外し可能。
- 本製品はEOG滅菌済みです。

クリーンベンチ用保護ラック

コード	呼称	標準小売価格
28474	CB-R	¥45,000

XFCIIW06

- 材質/本体:PVC、取っ手:SUS、軸棒:アクリル
- 外寸法(mm)/W295×D150×H261
- 有効内寸法(mm)/W274×D125×H253
- 棚板寸法(mm)/W270×D100
- 棚板耐荷重/500g

在庫品 EOG PVC MA SUS

かたづけ




こんな使い方も!

- ★実験台の上の小物のコンパクト収納ラックとしても便利です。

注意

- 本製品の上に物を置かないでください。破損の原因になります。
- UV照射により、本製品も劣化いたします。ひび割れなどが発生した場合は、ただちに使用を中止してください。

■流し台でラクラク水切り 使わない時は丸めて保管



スノコロロ

コード	規格	カラー	標準小売価格
26542	大	オレンジ	¥6,400
26543	大	グリーン	¥6,400
27238	大	ホワイト	¥6,400
27239	大	ダークピンク	¥6,400
26544	小	オレンジ	¥4,180
26545	小	グリーン	¥4,180
27240	小	ホワイト	¥4,000
27241	小	ダークピンク	¥4,000

SFUSLV58

- サイズ(mm)/大:574×330×10、小:574×160×10
- 材質/パイプ:18-8ステンレス、樹脂部:シリコンゴム
- 耐荷重/大:約10kg、小:約5kg

Si SUS


《特長》

- シンク部分に置き、洗浄したものを乾かすことができます。
- 丸めて収納できるので、使用しない時邪魔になりません。

注意

- シンクの寸法によっては使用できない場合があります。発注前にご確認ください。

■伸縮可能なワイドタイプ



《特長》

- シンク部分に置き、洗浄した物を乾かすことができます。
- 丸めて収納できるので、使用しない時邪魔になりません。
- 奥行50cm~90cmまで伸縮可能です。

注意

- シンクの寸法によっては使用できない場合があります。発注前にご確認ください。

スノコロロ WIDE


コード	呼称	カラー	標準小売価格
27998	KS-2777	オレンジ	¥7,330
27999	KS-2778	グリーン	¥7,330

SFUSLV60

- サイズ(mm)/W185×D500~900×t11
- 耐荷重/約7kg
- 材質/パイプ:18-8ステンレス、樹脂部:シリコンゴム(耐熱温度200℃)

Si SUS

■パステルカラーで種類別に管理



注意

- この商品は、掲載価格とは別途に運賃を頂戴致します。ご購入の際はご確認ください。但し、梱包数(5個)に対し1梱包数以上のご注文の場合、北海道、沖縄及び離島を除く地域は元払い出荷になります。
- 同一色だけでなく、何色かの組み合わせで1梱包以上でも上記条件が適用されます。

マドコンライト

コード	カラー	標準小売価格
28390	ブルー	¥4,920
28391	グリーン	¥4,920
28392	ホワイト	¥4,920
28393	イエロー	¥4,920
28394	ピンク	¥4,920

SFCGES01

- 表示価格は1個の価格となります。
- 容量/30ℓ
- 外寸法(mm)/530×366×232
- 有効内寸法(mm)/493×335×207
- 収納物15kg以内で5段階積みまでを目安にご使用ください。

PP

《特長》

- 軽くて丈夫で、ハンドリング性に優れます。
- 透明度の高いマドで、底面以外どこからでも中身が確認できます。
- 折りたたむと厚みは67mm。従来のマドコンから約30%薄型化。
- 明るいパステルカラー4色にホワイトを加えた5色をラインナップ。
- フタ付きで、簡易ロックも付属しています。

■ プロトコル、文書の整理・分別に



《特長》

- 書類の整理・分別に便利です。
- 背面は強力マグネット付きで、壁面にしっかりとホルドします。
- 分別に便利な文字表示スペースを設けております。
- 地球にやさしい再生樹脂を使用しています。
- A4用紙で約500枚収納できます。

リサイクルボックス


コード	規格	カラー	標準小売価格
27091	MP-693-B	青	¥ 2,770
27092	MP-693-P	ピンク	¥ 2,770
27093	MP-693-G	緑	¥ 2,770
27094	MP-693-GL	グレー	¥ 2,770
27095	MP-693-Y	黄	¥ 2,770

XESNPT09

●外寸法(mm) / 331×242×72 ●重量 / 636g ●耐荷重 / 約2kg



■ スペースを有効活用し、スッキリ収納!



《特長》

- コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面に有効利用。デスクサイドの収納に便利です。
- A4用紙で約300枚収納可能です。
- 角2サイズ(240×332mm)まで収納可能です。

マグネットポケット A4


コード	規格	カラー	標準小売価格
27087	MP-447-W	白	¥ 1,580
27088	MP-447-G	緑	¥ 1,580

XESNPT08

●外寸法(mm) / 267×212×79 ●重量 / 383g ●材質 / 本体:PS、本体ベース:ABS ●耐荷重 / 約2kg



■ 机の上をスタイリッシュに整頓



《特長》

- 強度に長け、優れた構造です。
- 資料や書類を色別々に管理可能です。
- 脚部分は滑り難い材質を使用しています。
- 脚部分を取り外し、別売りの「ジョインター」をつけることで、収納スペースを高く確保できます。
- A4、角2封筒サイズに対応しています。

デスクトレイ


コード	規格	カラー	標準小売価格
27111	DA-245-B	青	¥ 830
27112	DA-245-G	緑	¥ 830
27113	DA-245-Y	黄	¥ 830
27114	DA-245-P	ピンク	¥ 830
27115	DA-245-W	白	¥ 830
27116	DA-245-T	透明	¥ 830

XFSNPT10

●外寸法(mm) / 257×65×350 ●重量 / 356g ●耐荷重 / 約2kg



■ デスクトレイを更に使いやすく!!



《特長》

- デスクトレイを重ねた際、4cm高くすることができ、収納スペースの確保と書類の取り出しがスムーズになります。

注意

- 転倒の恐れがありますので、デスクトレイの積み重ねは5段までとしてください。
- デスクトレイの脚部分を取り外してから、ジョインターを付けてください。



デスクトレイジョインター

コード	呼称	入数	標準小売価格
27117	DA-137	4個×6袋	¥ 2,080

XESNPT13

●表示価格は入数単位の価格となります。●サイズ(mm) / 30×70×27



■ 実験機のちょっとした収納ラックに



●棚板サイズ(mm) / 24C・30C・36C: W321×D321、30CW4524・30CW4530・30CW4536: W450×D286 ●材質 / 棚板: ABS、支柱: PS ●均等耐荷重: 各棚20kg




《特長》

- キャスター付きで移動が楽々。実験台横のちょっとした収納ラックに。

オープンラック

コード	呼称	標準小売価格
27252	24C	¥ 15,500
27253	30C	¥ 15,500
27254	36C	¥ 15,500
27255	30CW4524	¥ 20,100
27256	30CW4530	¥ 20,100
27257	30CW4536	¥ 20,100

SGWJKT10



■もう噛まれないネ! 指をマウスの歯から守るグローブ

人気No.1商品
カマレナイネ
大好評!

Point
噛まれやすい親指と人差し指の内側を守ります

- ★フィット感を重視。
- ★左手、右手それぞれ専用のデザインです。



冷たいものの
ハンドリング

熱いものの
ハンドリング


マウスの
保定以外にも…

使い方



1 マウスをつかむ手にグローブを装着します。
2 ディスボグローブをその上に装着します。
3 マウスをつかみ保定します。

噛まれやすい2本の指をしっかりとガード!
ディスボグローブの下に装着するので、清潔です。
ソフトな牛革を厳選! ミトンタイプなので装着感がよく快適です。



《特長》

- マウスの保定が安心! 指をマウスの歯から守ります。
- ソフトな牛革を厳選! ミトンタイプなので装着感が良く快適です。

カマレナイネ(マウス保定用グローブ)

コード	呼称	装着	標準小売価格
27281	SS-LH	左手用	¥2,300
27282	S-LH	左手用	¥2,300
27283	M-LH	左手用	¥2,300
27284	L-LH	左手用	¥2,100
27285	SS-RH	右手用	¥2,100
27286	S-RH	右手用	¥2,100
27287	M-RH	右手用	¥2,100
27288	L-RH	右手用	¥2,100

XFGSKW00

●材質/牛革製 ●水洗い、オートクレープ不可。 ●アルコール噴霧可。



■牛革製のグローブを、耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強しました。

裏側も同様に
アラミドフェルト補強

Point 噛まれやすい2本の指をしっかりとガード!



左右
兼用

左手、右手兼用のデザインです。中指&人差し指にもOK!

《特長》


- マウスの保定が安心! 指をマウスの歯から守ります。
- 噛まれやすい2本の指をしっかりとガード!
- ディスボグローブの下に装着するので清潔です。
- マウスの保定以外にも、熱いもの、冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。

アラミドカマレナイネ(マウス保定用グローブ)

コード	呼称	標準小売価格
27875	SS	¥3,500
27876	S	¥3,500
27877	M	¥3,500
27878	L	¥3,500

XFGSKW02

●材質/牛革・アラミドフェルト ●水洗い、オートクレープ不可。 ●アルコール噴霧可。



■アンプル瓶を折る作業時の手のケガを防ぎます。



《特長》

- 専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。
- Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。
- スライド機構採用で、ダイヤ角が一定。

アンプルカッター

コード	呼称	標準小売価格
28395	85-1217	¥12,600

SHSCES01

- サイズ(mm)／110×35×10



■ゴーグルをきれいに収納



《特長》

- ほこりの付着を防ぎ、壁に取り付けることでスペースを有効に利用できます。

安全ゴーグルケース

コード	呼称	サイズ(mm)	標準小売価格
04728	5個	368×96×290	¥11,100
04729	10個	368×189×290	¥18,700

WEGLAT80



■保護力、装着感、見た目の良さ、三拍子揃っています！



ビーセーフプロ982ST

コード	呼称	標準小売価格
27067	オレンジ	¥3,200
27068	グリーン	¥3,200
27402	ピンク	¥3,200

XFMSPT17


《特長》

- 軽くて顔にぴったりフィットするので、殆ど隙間ができません。
- 柔かいつると鼻パッドなので、長時間装着しても快適です。

- 重量／約25g ●防曇加工 ●材質／ポリカーボネイトレンズ



■静電気から守ってくれる、部品の分類に便利なチャック付袋！



《特長》

- チャックがついているので、保管に便利です。
- 色：ライトブルー
- 抵抗値：10⁹Ω～10¹⁰Ω

静電対策袋(チャック袋)


コード	サイズ(mm)	入数(枚)	標準小売価格
15869	50×70	300	¥5,430
15870	60×85	300	¥5,920
15871	70×100	200	¥5,190
15872	85×120	200	¥5,600
15873	100×140	200	¥6,370
15874	120×170	100	¥5,210
15875	170×240	100	¥6,860
15876	200×280	100	¥8,290
15877	240×340	100	¥10,400
15878	280×400	100	¥13,700
15879	340×480	100	¥17,100

XENJKH70

- 入り数単位の価格です。●厚み：0.06mm



■透明度の高い防錆袋！



《特長》

- 高温多湿など、様々な環境に適合する防錆性能。
- 鉄のみならず、各種合金を含めたマルチメタル対応。
- 各種金属特性のみならず、プラスチックやエラストマー、その他の非金属表面にも影響を与えず、光学的機能も阻害しません。
- 電子部品などの繊細な製品もストレスなく保護及び防錆(錆止め)することが可能です。
- 優れた透明性を示します。

防錆袋

コード	呼称	入数(枚)	標準小売価格
19785	150×200	3000	¥80,500
19786	200×250	2000	¥85,500
19787	250×400	1000	¥71,500
19788	300×500	600	¥72,500
19789	400×600	400	¥63,000

XFGJTT13



■ デシケーターもカラフルに！ 選べる5色で研究室をコーディネート

Point

ハイパフォーマンス

★高機能除湿ユニット搭載(オートタイプのみ)
固体高分子膜による除湿方式により、庫内の湿度を常時30~40%RHに保ちます。




グッドデザイン

★積み重ねOK！
本体天面を完全にフラットにしたので、2台重ねての使用も可能です。本体取手部以外は、突起物がない形状になっているので、限られたスペースを無駄なくご使用になれます。



イージーオペレーション

★ワンタッチドアで簡単開閉
プッシュロック式の取手は使い易く、片手で開閉カンタンです。本体は約4.0kgと軽量で移動もラク。



《特長》

- 高機能除湿ユニット搭載。
- 庫内湿度を30%~40%に保ちます。
- 積み重ねOKで大変便利です。

i-BOX(オートタイプ)

コード	呼称	標準小売価格
00151	Forest	¥ 35,400
00152	Tropical	¥ 35,400
00153	Ocean	¥ 35,400
00154	Snow	¥ 35,400
00155	Moon	¥ 35,400

XFBADA60

●付属品/棚板2枚、湿度計



《特長》

- シリカゲル付きノンオートの、エコノミータイプデシケーターです。
- 収納用BOXとしてもお使い頂けます。
- お好みのカラーを5色からお選びください。

i-BOX(ノンオートタイプ)

コード	呼称	標準小売価格
00316	Forest	¥ 12,400
00317	Tropical	¥ 12,400
00318	Ocean	¥ 12,400
00319	Snow	¥ 12,400
00320	Moon	¥ 12,400

XFBADA60


●付属品/棚板2枚、湿度計、シリカゲル



■ 本体部

材質	ABS
外寸法(mm)	W310×D360×H430
内寸法(mm)	W253×D313×H358
重量	約4.0kg (除湿ユニット900g含む・棚板含まず)

■ オートタイプ・ノンオートタイプ共通(外寸法)



Forest



Tropical



Ocean



Snow



Moon


！ 注意

- お好みのカラーを5色から選択し、お間違のないようにコード番号とカラーをご指定ください。

■ 実験棚の上の方にあるものはこれに乗って！



LFS-007OR



LFS-007GR



LFS-007YE



折りたたみ時

《特長》

- 折りたたみ式のステップ台で、カラフル3色バリエーション。
- 実験台中央の棚や保管庫上段など、高い場所のもの取出し時などに活用してください。
- 使わない時は、折りたたんでスキマに収納！
- 折りたたみ時のサイズはW390×D100×H880(mm)です。

折りたたみステップ台

コード	呼称	標準小売価格
27118	LFS-007OR	¥ 6,460
27119	LFS-007GR	¥ 6,460
27120	LFS-007YE	¥ 6,460

SGZMMM03

●材質/ポリプロピレン(ステップ部張地)、スチール(粉体塗装) ●ステップ台固定ストッパー付。 ●商品重量/4.3kg ●外寸法(mm)(各色共通) / W390×D540×H760



■フタに色がついているから
使い分けに便利



各セット
12個入

《特長》


- フタに色がついているので、使い分けに便利です。
- 底面番号付きで、液体窒素使用可能です。

カラーフリーズボックス

コード	呼称	入数	標準小売価格
28383	ブルー	12個	¥10,100
28384	水色	12個	¥10,100
28385	グリーン	12個	¥10,100
28386	イエロー	12個	¥10,100
28387	ピンク	12個	¥10,100
28388	オレンジ	12個	¥10,100
28389	カラフル	12個	¥10,100

SFHFPK01

- 適合チューブ(全コード共通) / 1.2mℓ ~ 2.0mℓ
- 材質 / 耐水紙 ●穴寸 / 12mm ●仕切タイプ / 2重折 ●「カラフル」はブルー、水色、グリーン、イエロー、ピンク、オレンジの6色×2組の12個セットです。



■おなじみの80穴
1.5mℓチューブ用プレート



同色
5個入り
1セット

《特長》

- ポリプロピレン製なので、オートクレーブが可能です。
- カラーバリエーションが豊富なので、お好みのカラーをお選びください。

コレクションプレート

コード	呼称	入数	標準小売価格
27075	BR-80 ナチュラル	5個	¥5,320
27076	BR-80 青	5個	¥5,320
27077	BR-80 緑	5個	¥5,320
27078	BR-80 赤	5個	¥5,320
27079	BR-80 オレンジ	5個	¥5,320
27080	BR-80 パイオレット	5個	¥5,320
27081	BR-80 黒	5個	¥5,320
27082	BR-80 黄	5個	¥5,320
27083	BR-80 ピンク	5個	¥5,320

SFHFPK01


- 表示価格は入数(5個)単位での価格となります。
- バラ売りはできません。
- 適応チューブ / 1.5mℓチューブ ●仕様 / 80本立 ●穴径 / φ11mm
- サイズ(mm) / D67×W227×H28



関連商品

「チューブオープナー
イッキニシリーズ」との
組み合わせで、
チューブを整理させて、
さらに一気に開閉する
ことができます。

べんり → P.7



■上の物を取った後は、コンパクトに収納!



ピンク/イエロー



ブラック/グレー

折りたたみ時は
こんなに
コンパクト!

折りたたみ式踏み台(のっか郎)

コード	呼称	標準小売価格
27121	ピンク/イエロー	¥1,000
27856	ブラック/グレー	¥1,000

XFUSPT02

- 耐荷重 / 約100kg ●寸法(mm) / 使用時: 約230×270×205、折畳時: 約310×270×36



いま出会える、研究の名脇役たち Platine Selection

研究を変えるのは、いつも大きな装置ではありません。
ほんの小さな工夫や、さりげない道具が毎日の作業を“ちょっとラク”にしてくれることがあります。
ここに集めたのは、そんな Platine のアイデア商品たち。
次の研究をそっと支える一品と出会えますように。

透明だから見やすい、
斜め保持でピペットの作業効率アップ!



斜めにキープラック

《特長》

- 透明のラックなので、目視で中の薬液量が確認できます。
- 中板を動かすことで、遠沈管やチューブを斜めに保持! ピペット操作時に手で角度をつける必要がありません。
- 手のひらサイズのコンパクトタイプ。

斜めにキープラック(1.5ml、15ml、50ml用)


コード	呼称	標準小売価格
28621	マイクロチューブ1.5ml	¥ 6,580
28622	遠沈管15ml用	¥ 7,530
28623	遠沈管50ml用	¥ 9,100

XECIES03

●アルコール噴霧が可能。●材質:PVC●サイズ(mm)/マイクロチューブ1.5ml:W101×D72×H27、遠沈管15ml用:W110×D60×H70、遠沈管50ml用:W132×D84×H70



遠沈管
15ml
タイプ



遠沈管50ml
タイプ




遠沈管15ml
タイプ



マイクロチューブ1.5ml
タイプ

中板をスライドさせると...
一定の角度をつけてチューブを保持できます。



遠沈管をすっきり収納、 さっと取れる。


遠沈管ホルダー

《特長》

- 15ml、50mlの遠沈管をすっきりと収納でき、取り出しも簡単です。
- S字フック等に引っかけて使用できます。

注意

- メーカーによっては使用できない遠沈管がございます。



クリア
レッド

遠沈管ホルダー

コード	カラー	標準小売価格
28476	クリアーレッド	¥ 18,900

XFCIIW07

●外寸法(mm)/W95×D130×H355●内寸法(mm)
/50ml用:W36×D122×H(約8本まで)、15ml用:
W23×D122×H(約12本まで)



15・50 ml 遠沈管両方対応。
分解洗浄できるから綺麗に見えて立てられる

tube cube




《特長》

- 分解することができるので、底まで洗うことができます。埃がたまる前に洗っていただくことで、いつでも清潔な状態でご使用できます。
- キューブが透明なので遠沈管の観察を妨げません。
- 15ml・50ml遠沈管の両方にお使いいただける2WAY仕様のラックです。

！ 注意

- 火気の付近では使用しないで下さい。
- 強く握ったり、投げたりしないで下さい。



tube cube

コード	呼称	標準小売価格
29040	15・50ml遠沈管用	¥5,600

XFCIES01

●寸法/外寸法(mm):162×97×97、内寸法(mm):156×91×91、穴径(mm)Φ30(50ml遠沈管用)Φ17(15ml遠沈管用)●材質:強化スチロール樹脂●耐熱温度:70℃●耐冷温度:-20℃

PS

2way仕様のラック




遠沈管15ml用




遠沈管50ml用

Point 気になる底や四隅もさっとお手入れ


分解できる! だからお手入れ簡単




2つのパーツに分解できるので



底にたまったほこりや汚れを拭き取り、洗ってスッキリ!



逆さにしても落ちない安心感。
攪拌・洗浄のお供に。



50ml用



15ml用

使い方

1



ラックを手に持ち...

2




上段を押してずらすと...

3



逆さにしても落下しません(押したまま逆さにします)。



フリー

押さない



ロック

押す



中の液体を一気に注ぎ出す(キャップを外した遠沈管)。

逆さキープラック



逆さキープラック

コード	呼称	標準小売価格
27990	遠沈管50ml用	¥4,700
27991	遠沈管15ml用	¥4,700

XFCIIW02

●アルコール噴霧可能です。●NEST遠沈管(コードP26523、P26524)に適合します。●サイズ(mm)／遠沈管50ml用:W115×D90×H65、遠沈管15ml用:W110×D71×H69●孔数/各6本分

在庫品 PET


ラックに差し込んだままキャップを回しても
開閉可能。ちょっとしたひと手間を省く一台！

回り止めラック

タイプB



タイプA



回り止めラック

コード	呼称	標準小売価格
28468	タイプA	¥ 7,500
28469	タイプB	¥ 7,500

XFCIIW01

●材質/天板:PVC、底板:SUS●サイズ(mm) /
W76×D48×H20



注意

- オートクレープには対応していません。

Point

回り止めの“ギザ”付き

- ★ラック底部のSUS板の穴に回り止めの“ギザ”が付いています。
- ★チューブの外径に合わせてギザのタイプが2種類があります。



タイプA




タイプB

倒れない安心を、
手軽にプラス！

チューブラックサポーター Stability

Viewed from the side



《特長》

- ラックの転倒防止用に、ラックに直接差し込んで使用する治具です。
- ラックの穴に差し込む箇所が可動式のため、穴ピッチに合わせて調整できます。
- アルコール噴霧可能です(ネジ部分にはなるべくかからないようにご注意ください)。

チューブラックサポーター Stability

コード	呼称	標準小売価格
28633	80穴用	¥ 3,500

XFCIES01



凍らせる作業が
これひとつで。

チューブ凍結ホルダー

《特長》

- スクリーキャップチューブは最大6本までセット可能です。
- 持ち手部分を液体窒素の容器の縁へ引っかけておくことも可能です。

チューブ凍結ホルダー

コード	呼称	標準小売価格
28471	6ウェル	¥ 17,000


XFCIIW03

●寸法(mm) / 外径: φ60、高さ: 250 ●対応チューブ(mm) / 外径: φ12.5以下、高さ: 47 ~ 73




注意

- 凍結後、ネジが凍りつき、硬くなります。ケガをしないよう、フタを開ける際は、耐寒グローブを着けてください。
- 本製品に使用できるチューブは底の形状が自立型のものに限り、丸底型は挿入時に安定しないため、推奨いたしません。



ちよいちよい
チップ用ホルダー

チップガン



使い方

1



ボックスから直接コネクターにチップを差し込んで…

2



そのまま顕微鏡・ディッシュ内の各作業にお使いください。

《特長》

- 200 μ lピペットチップを先端に取り付けて作業するためのツールです。
- 顕微鏡観察時の検体位置の微調整など、何かと使えるピペットチップがさらに使いやすくなります。

チップガン

コード	呼称	標準小売価格
31202	200 μ l	¥ 2,190


XFCIES01

- サイズ:87×48 (mm)、厚み20mm●適応チップ内径:Φ3～5mm



手を触れずに、
綿棒をふんわり準備。

フワッとめんぼう



《特長》

- 市販の綿棒を手を触れずに、ほんの少しほぐすためのものです。顕微鏡レンズのお掃除や、少量の試料を拭う時などに。
- 綿棒を立てしておくこともできます。
- アルコール噴霧可能。


フワッとめんぼう

コード	呼称	標準小売価格
28634	透明	¥ 1,500

XFCIES01




《使い方》




①綿棒を穴にさして



②突っ込む!



③スポッと取り出すと



④綿棒の先端が少しほぐれている

強酸性試薬の保管に 頼れる一台。

ステンレス製試薬保管庫

使い方

1



タテ置きの場合は500mlの瓶に対応 (2本まで)。

2



ヨコ置きの場合は100ml以下の瓶に対応。

3



置き方に合わせてゴム足を自由に取り付け可能です (両面テープ付)。

4



扉部分にラッチが付いており、試薬を安心して保管可能。



タテ置きとヨコ置き、
どちらでも使用可能!

《特長》

- 薬品保管庫や冷蔵庫内で強酸性の試薬瓶を保管する際にオススメです。
- 保管場所に合わせて、タテ置きとヨコ置き、どちらでも使用可能。

ステンレス製試薬保管庫

コード	呼称	標準小売価格
28472	SUS-B	¥ 28,500

XFCIIW04

- 外寸法 (mm) / タテ置き時: W130×D230×H235、ヨコ置き時: W225×D230×H130●内寸法 (mm) / タテ置き時: W107×D210×H220、ヨコ置き時: W220×D210×H107



⚠ 注意


思わぬ事故・ケガの原因になりますので、下記にご注意ください。

- 試薬瓶の中に保管したまま持ち運ばないでください。落下する恐れがあります。
- 試薬による腐食で、ステンレスもサビが発生します。サビが酷い場合、使用を中止してください。

キャラクター紹介

プラティーナさん

大阪生まれ大阪育ち。
 サンプラテックで働く研究員。
 プラスチックにとっても詳しく、プラスチックの実験器具
 は自分で作ってしまう。
 楽しい実験器具の仲間たちに振り回されながらも、毎日
 ひたむきに実験の日々を過ごしています。



<p>サンビー</p> <p>人懐っこくて素直。表裏がなくクリアな性格。 好奇心旺盛で良くも悪くも子供っぽい。</p> <p>No.01041~01045</p>	<p>マルオ</p> <p>呑兵衛で常にニヒルに笑っている。 トレードマークの赤眼鏡は複数持っている。</p> <p>No.17000~17007</p>	<p>ソフリーヌ</p> <p>物腰が柔らかく少し臆病。 大和撫子を目指して日々修行中。</p> <p>No.25000</p>	<p>リンダ</p> <p>気長な性格。 歌とダンスが大好きで、よく歌いながら踊っている。</p> <p>No.01011~01019</p>	<p>ポトロック</p> <p>冒険家。 険しい環境を見ると挑戦したくなる。</p> <p>No.02011~02017</p>	<p>テツビー</p> <p>サンビーの親戚にあたるが、背中 の持ち手以外見た目が一緒である ことに強いコンプレックスを抱いて いる。 そのため、自身のアイデンティティ の育中しか見せない。</p> <p>No.01051~01053</p>
<p>エメ</p> <p>さっしりしているみんなのまとめ 役。 小言が多いのはご愛嬌。</p> <p>No.18153~18157</p>	<p>ハイロー</p> <p>どんな話でも素早く流してしまう 才能がある。 細かいことは気にしない。</p> <p>No.01091~01099</p>	<p>チューブル</p> <p>体操が得意。乗り物に強いタフな 子。 兄弟がたくさんいる。</p> <p>No.26523~26524</p>	<p>センジャー</p> <p>大雅把な性格。隠し事ができない ため洗いざらい話してしまう。 戦隊モノが大好き。</p> <p>No.27034~27037</p>	<p>フレマン</p> <p>手先が器用で趣味はプラモデル作 り。 誰にでも優しい。</p> <p>No.27034~27037,31209,31210</p>	<p>KUBIRE 三姉妹</p> <p>ヨガ大好き三姉妹。そのおかげで すんばらしいプロポーションを保 っている。 特にウエストの KUBIRE に誇り を持っている。</p> <p>No.27881,27315,27310</p>
<p>ブックん</p> <p>片付け上手。 いつもどっしり構えており、頼り がいがある。</p> <p>No.02120,02121,02208,02300,02303</p>	<p>チャロ</p> <p>夏とスイーツが大好き。 特にカaramelプリンが大好物。</p> <p>No.02910~02917</p>	<p>プラカ</p> <p>コミュカが高く、誰とでもすぐに 仲良くなる。 ビティの兄で、弟が大好き。</p> <p>No.01660~01664</p>	<p>ビティ</p> <p>お絵描きが好きな芸術肌。 プラカの弟で甘えん坊。</p> <p>No.01665~01669,01840,01841</p>	<p>アイボーさん</p> <p>カラフルなおしゃれさん。 色違いの仲間たちがいて、いつも 一緒に行動している。</p> <p>No.00151~00155,00316~00320</p>	<p>テフラ</p> <p>節約上手。 方向音痴ですぐにはなくなる。</p> <p>No.28445</p>
<p>24 (ニシ) さん</p> <p>大阪生まれのしっかり者。36 さん を尊敬している。 ポケとツッコミならツッコミ寄り。</p> <p>No.28483</p>	<p>36 (サブロー) さん</p> <p>いつも穏やか。みんなを見守って いる。 身体が強く、めったに風邪をひか ない。</p> <p>No.28457</p>	<p>17 (イーナ) さん</p> <p>様々な環境に適応できる優等生。 サッカーが得意。</p> <p>No.28666</p>	<p>5 (ごっ) ちゃん</p> <p>内気な性格。 表面を触ると冷たいが、温かい心 を持っている。</p> <p>No.28648</p>	<p>スチ角ファミリー</p> <p>仲良し家族で、いつも一緒にいる。 お茶目なスチババ。 寛容なスチママ。 ひたむきなスチ坊。 のんびりなスチ美。</p> <p>No.02268,12285,02279,02276</p>	<p>フチル</p> <p>常に謙虚。 ボトルたちにとって憧れの存在。</p> <p>No.18104~18107</p>

まちがいがし

みんなで研究室の整理をしていたら、いつの間にか各々好き勝手に遊び始めてしまいました。
プラティーナさんもカンカン。いつになったら片付けは終わるのやら...

上と下の絵で全部で5つの間違いがあります。
全て見つけられるかレッツトライ!



①36さんからやんに変わっている②サレがが転んで落とした容器が遠流管に変わっている③チャコの色が変わっている④中央近くにある棚の本の1冊の色が変わっている(紫→緑)⑤リンダの表情とホーヌが変わっている

ideaLab

第3回アイデアラボ開催！

2024年からスタートした「Platine アイデアラボ」。
これまで多くの方にご投稿をいただき、皆様のおかげで第3回を迎えることができました。
研究現場での悩みや改善のアイデアなど、さまざまなお声をぜひお寄せください。

募集期間

2026年4月1日～8月31日



最優秀賞 10万円



優秀賞 5万円



サンプラテック賞 5千円


各賞の選出人数は、投稿いただいたアイデアの発想・いいね数・投稿数・画像投稿の有無などを、総合的に判断して決定します。

- ・投稿には事前に会員登録（本登録）が必要となります。
- ・審査には2025年10月以降に投稿いただいたアイデアも含まれます。
- ・特典内容は、すべてAmazonギフト券Eメールタイプにて進呈予定です。
- ・その他質問等ございましたら、アイデアラボサイトの問い合わせフォームよりご連絡ください。
- ・特典は研究寄付にも変更可能です。

応募方法

① 会員登録

メールアドレス、ニックネーム、
パスワードのみで完了！




登録はこちら

② アイデアを投稿

【投稿例】

マイクロチューブを開けるときに、
グローブの余りが邪魔でストレス…。

1本ずつチューブ開閉が
楽にできる製品が
あれば使いたい！



人気投稿は製品化を検討！

結果発表

2026年10月1日 アイデアラボサイトで発表（予定）

OUR SNS

サンプラテックが更新しているSNSのご紹介！！

X サンプラテック公式X(旧Twitter)

日常のつぶやきからブランド情報まで毎日発信！

サンプラテック
@platine_sanpla

製品動画紹介
「岡持ちウェルプレートホルダー」

液面が揺れがちなウェルプレートを、積み重ねて安定して運べる優れもの👍
サンプラテックのアイデア実験器具ブランド #Platine を代表するヒット製品です！

動画はスレッド（ツリー）で詳しくご紹介中
ぜひチェックしてみてください！

岡持ち効果で液面が揺れにくい！

岡持ちウェルプレートホルダー

Instagram Platine公式Instagram

Platineの情報、キャラクターについて発信！

platine_sanpla

Facebook サンプラテック公式Facebook

サンプラテックのオフィシャル情報を発信。

株式会社サンプラテック

株式会社サンプラテック
1月28日

研究者のお悩みやアイデアを投じていただけるWEBサイト、Platine「アイデアラ」もっと見る

第2回アイデアラボ受賞者インタビュー

n サンプラテックWEBコラム

製品ヒストリーや社員紹介をコラムで発信。

no+e ログイン 会員登録

More idea, More innovation.
～アイデアの力で科学に挑む。～

サンプラテック WEBコラム

1960年創業、大阪にある理化学メーカー・株式会社サンプラテックです。
製品についてのヒスト... もっとみる

21 フォロー 14 フォロワー

ホーム 記事 マガジン スキ プロフィール 月別

アイデアラボ 製品化への道 >

サンプラテックのアイデアブランド「Platine」 「アイデアラボ」企画で生まれた製品開発の軌跡をつづったマガジンです。
<https://platine.sanplatec.co.jp/labo>

Vol.28「第2回アイ：試作品/トランス

YouTube

会社や製品の紹介を動画でご覧いただけます。

株式会社サンプラテック 会社紹介ムービー
「アイデアラボ」で生まれた製品開発の軌跡をつづったマガジンです。

まずは、テレガイドに文字を書きます

広報部による社内ラジオ、月2回更新！！

サンプララジオ

GO-PODCAST

その他、各種ページリンクはQRコードより！



lit.linkから各SNSへ

耐薬ゼミ&容器選択ガイド

材質と薬品の相性をカンタン検索！

耐薬ゼミ

4段階で結果が分かる！



耐薬ゼミページへ

ほしい容器を一発検索！

容器選択ガイド

形状や性能などのキーワードからお求めの容器をお探しいただけます。




容器選択ガイドページへ

もっとPlatineを知るなら

Platineブランドサイト



製品情報やコラムなどを通じて、Platineの世界観や最新情報を発信。



ご注文、製品詳細は


PLA.com



製品の詳細確認からご注文まで行えるオンラインサイト。

PLA.com

研究用品を1点から購入可能




サンプラテックについては

コーポレートサイト



企業情報や各ブランドの情報は、こちらをご覧ください。



Platine®

プラティーヌ Vol.7

株式会社サンプラテック Platine Vol.7 2026年4月発行 編集:プラティーヌチーム
発行:株式会社サンプラテック 〒530-0035 大阪市北区同心2-1-3 TEL:06-6353-5326



SANPLATEC CORP.
https://www.sanplatec.co.jp